

Absaugpumpe Chirurgie 350/40



Ein Begriff für Schweizer Qualitätsarbeit

Grundausrüstung mit: Vakuummeter 0 - -1bar, Störschutzfilter, 2 Schienen (8x35mm) zum Anbringen von Zubehör, mit Schlauchhalter, Kabelhalter, Elektrokabel 4m, Stecker für Potentialausgleich, Stundenzähler, Saugleistung 40L/min., auf Fahrgestell 5-Lenkrollen

Technische Daten:

Saugleistung:	40 L/min.
Vakuum max:	-0.85 bar
Motorleistung:	100 Watt
Spannung:	230 V / 50 Hz
Gewicht:	21.5kg

Abmessungen:

Höhe:	950mm
Fahrgestell Durchmesser:	560mm
Farbe Silber	RAL 9606

1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 1

1.1 Absaugpumpe Chirurgie 350/40



1.2 Verbrauchsmaterial

1.3 Zubehör

- 1.3.1 Absaugsystem, Absaugbehälter
 - 1.3.2 Überlaufsicherung
 - 1.3.3 Spühlbecher, Katheterköcher
 - 1.3.4 Diverses Zubehör
-

1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 2

1.1 Absaugpumpe Chirurgie 350/40

4600 Stäubli Absaugpumpe Universal 350/40 für Chirurgie, 2-Liter Glas

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Störschutzfilter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör (8x35mm), Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen antistatisch, Stecker für Potentialausgleich, mit Stundenzähler, mit 2-Liter Absaugvorrichtung (Glas), Saugleistung 40L/min. CE



4605 Stäubli Absaugpumpe Universal 350/40 für Chirurgie, 3-Liter Glas

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Störschutzfilter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör (8x35mm), Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen antistatisch, Stecker für Potentialausgleich, mit Stundenzähler, mit 3-Liter Absaugvorrichtung (Glas), Saugleistung 40L/min. CE

4610 Stäubli Absaugpumpe Universal 350/40 für Chirurgie, 5-Liter Glas

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Störschutzfilter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör (8x35mm), Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen antistatisch, Stecker für Potentialausgleich, mit Stundenzähler, mit 5-Liter Absaugvorrichtung (Glas), Saugleistung 40L/min. CE



4615 Stäubli Absaugpumpe Universal 350/40 für Chirurgie, 4-Liter Poly

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Störschutzfilter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör (8x35mm), Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen antistatisch, Stecker für Potentialausgleich, mit Stundenzähler, mit 4-Liter Absaugvorrichtung (Polysulphon), Saugleistung 40L/min. CE



1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 3

4620 Stäubli Absaugpumpe Universal 350/40 für Chirurgie, 2-Liter Monovac (Einweg)

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Störschutzfilter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör (8x35mm), Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen antistatisch, Stecker für Potentialausgleich, mit Stundenzähler, mit 2-Liter Absaugvorrichtung Monovac (Einweg-Sekretbeutel), Saugleistung 40L/min. CE



4625 Stäubli Absaugpumpe Universal 350/40 für Chirurgie, Grundmodell

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Saugleistung: 40l/min., Vac.max: -0.85 bar, mit Störschutzfilter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör (8x35mm), Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, Stecker für Potentialausgleich, mit Stundenzähler, mit Fahrgestell, **ohne** Absaugvorrichtung. CE



1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020

Seite 4

1.2 Verbrauchsmaterial

2005 Kunststoffschlauch farblos, glasklar 7x11mm



1301.2100.83 **Absaugschlauch (Einweg) CH25, 2.1m, 2 Trichter, unsteril**
US zu Absaugpumpen und
zu Absaugpumpen und Absaugsystem Serres



2036 **Absaugschlauch (Einweg) 2.1m, mit Trichter und**
Fingertipp, unsteril
zu Absaugpumpen und Absaugsystem Serres, ID:7mm, AD:10mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



40000 **Bakterienfilter zu allen Absauggeräten Ref.MiGeL**
01.02.01.01.2



8071h **Stecknippel Aluminium 9mm Schlauch-Innendurchmesser**
6-8mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 5

8078b **Stecknippel Aluminium 15mm Schlauch-Innendurchmesser
6-7mm**



8078 **Stecknippel Aluminium 15mm Schlauch-Innendurchmesser
7-9mm**



8078a **Stecknippel Aluminium 15mm Schlauch-Innendurchmesser
10-12mm**



8070c **Monovac Sekret-Sack 6mm mit Überlaufsicherung, grün**
Ref.MiGel 01.02.01.01.2



8070c2 **Monovac Sekret-Sack, 9mm, mit hydrophobem Filter - gelb**
Ref.MiGel 01.02.01.01.2



8070b **2 Liter Flasche Polysulphon zu Monovac Sekret-Sack**
Ref.MiGel 01.02.01.01.2



1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 6

11181 Schlauchverbinder 7x7 für ø7-10mm, Polypropylen
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



13211 Fingertip, PVC, steril



1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 7

1.3 Zubehör

8128 Netz Kabel 4m mit Eurodose und Stecker



1.3.1 Absaugsystem, Absaugbehälter

8070 Saugflasche 2 Liter Glas



8088a Monovac Absaug-System für Universal, mit Flasche und Sekrecksack 2-Liter komplett, mit Halter



11260 Saugflasche 3 Liter Glas



11265 Saugflasche 5 Liter Glas



1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 8

4466 Saugflasche 4 Liter Polysulfon



8050 Flaschenhalter für Schiene 8x35 zu 2 Liter Flasche



8052 Flaschenhalter für Schiene 8x35 zu 3 Liter Flasche

8053 Flaschenhalter für Schiene 8x35 zu 5 Liter Flasche



8061g Flaschenhalter für Schiene 8x35 zu 4 Liter Flasche Poly



807115 Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff und Profilschienenhalter für Schiene 8x35, ohne Nippel



8071b15 Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff und verstellbarem Universalhalter, ohne Nippel



1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 9

8071c15 Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff
4x20mm ohne Nippel



8071k15 Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff
5x25mm, ohne Nippel



8088 Universalhalter mit T-Profil 5x25mm für Monovac
Sekretflaschen



8088b Universalhalter mit T-Profil 30x5mm für Serres
Sekretflaschen



8099 Universalhalter mit T-Profil 25x5mm für Geräte mit
Gleitschiene 25x5mm

1.3.2 Überlaufsicherung

11101a Automat. Überlaufsicherung mit Aluminium Schraubdeckel



1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 10

11101c1 **Automatische Überlaufsicherung Metall mit Schienenhalter**
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



11102 **Schraubbecher für Überlaufsicherung aus Kunststoff**



8060 **Halter zu Überlaufsicherung und Überlaufflasche 2,5 dl**
(f.Schiene 8x35)
mit Einhängeprofil



1.3.3 Spühlbecher, Katheterköcher

4101a **Universalhalter komplett mit Ringhalter für Spühlbecher**



4105 **Spühlbecher mittel, mit Universal- Ringhalter, L=220mm,**
DM=150mm/85mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



4105a **Spühlbecher mittel, ohne Universal- Ringhalter, L=220mm,**
DM=120/85mm



1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 11

4102 Katheterköcher mit Universalhalter L=500mm, DM=100mm



**4102d Katheterköcher mit Universalhalter L=400mm, DM=60mm,
Boden mit 3 Loch DM 6mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2**



**4106a Katheterkorb mit Bügel für Schiene 8x35 100x75x380mm,
aus rostfreiem Stahl
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2**



**4106b Katheterkorb mit 2 Bügeln für Schiene 8x35,
100x75x480mm, aus rostfreiem Stahl**



1.3.4 Diverses Zubehör

**4100 Ablage-Tablar mit Schienenhalter 8x35mm, aus rostfreiem
Stahl, 120x205mm**



**4103 Ablage-Tablar 210x310mm Aluminium eloxiert, mit 2
Universalhaltern**



1) Absaugpumpe Chirurgie

17.01.2020
Seite 12

4103c Ablage-Tablar 210x310mm Aluminium eloxiert, mit 2x
Einhängeprofil 8x35mm
Carba



4207 Verstellbare Schiene, lang, 400mm



4207k Schiene kurz verstellbar 180mm



Technische- und Preisänderungen vorbehalten. Die Bilder können vom Artikel abweichen.