

Aeroboy



Das Inhalationsgerät Aeroboy ist ein problemloses Gerät für den Einsatz im Spital, Heim, Arztpraxis oder für den Privatgebrauch. Es dient, zusammen mit dem zugehörigen Vernebler und dem vom Arzt verschriebenen Medikament, für die Behandlung der Luftwege.

Es ist, auf die von der Firma Stäubli mitgelieferten Vernebler, Masken und Schläuche, abgestimmt. Darum empfehlen wir für dieses Gerät die von uns mitgelieferten Vernebler.

Technische Daten:

Spannung:	230V
Leistung:	180 VA
Masse (LxBxH):	21 x 19 x 16 cm
Gewicht:	2.8 Kg

Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis (USV)



Besondere Merkmale:

- Luftmenge und Vernebelungsmenge sind regulierbar
- Fahrbare Ausführung: auf 5-Rollen Stativ
- Einfache Bedienung
- Geräuscharmer Lauf
- Sterilwassersystem mit geschlossener Verneblerkammer oder Offenes System für Vernebelung mit destilliertem Wasser
- Stundenzähler
- Schweizer Qualitätsprodukt

Technische Daten:

Spannung:	230V
Leistung:	30 VA
Höhe mit Fahrgestell:	160 cm
Durchmesser Fahrgestellfuss:	55cm
Gewicht (ohne Kabel und Fahrgestell):	2.8 Kg
Gewicht mit Fahrgestell ohne Zubehör:	8.0 Kg
Verneblerleistung:	250 ml/h

5) Aeroboy - Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis

17.01.2020

Seite 1

5.1 Aeroboy

- 5.1.1 Verneblersets
- 5.1.2 Inhalierschläuche
- 5.1.3 Medikamentenvernebler und Zubehör



5.2 Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis (USV)

- 5.2.1 Befeuchter mit offenem Wassersystem
- 5.2.2 Befeuchter mit geschlossenem Sterilwassersystem
- 5.2.3 Befeuchter Zubehör
- 5.2.4 Befeuchter Zubehör für offenes System
- 5.2.5 Befeuchter Zubehör geschlossenes System
- 5.2.6 Steriles Wasser



5) Aeroboy - Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis

17.01.2020

Seite 2

5.1 Aeroboy

20300 Aeroboy ohne Zubehör mit Halter Inhalationsapparat

Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 (Miete) / 14.01.01.00.1 (Kauf)



20341 Aeroboy Inhalationsapparat mit Vernebler aus Kunststoff HU

(für Medikamente), mit Maske und Schlauch

Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 (Miete) / 14.01.01.00.1 (Kauf)



5.1.1 Verneblersets

20513 Medikamentenvernebler mit Mundstück und T-Stück HU41897



20515 Verneblerset mit Maske, Vernebler, Schlauch, Abgang unten, HU41893

Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 / 14.01.01.01.3



5) Aeroboy - Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis

17.01.2020

Seite 3

20516 Vernebler mit Mund- u.T-Stück, mit Schlauch, Abgang unten, HU41892

Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 / 14.01.01.01.3



5.1.2 Inhalierschläuche

20514 Inhalierschlauch 2.1m HU 1115 Air und O2

Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 / 14.10.20.00.2



5.1.3 Medikamentenvernebler und Zubehör

20511 Medikamentenverneblertopf



20395 Mundstück HU41565



20398 T-Adapter für Vernebler HU41639



5) Aeroboy - Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis

17.01.2020
Seite 4

20397 **Aerosolmaske Kind HU41085**



20512 **Aerosolmaske Erwachsene HU 1083**
Ref.MiGeL 14.01.01.00.2



5) Aeroboy - Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis

17.01.2020
Seite 5

5.2 Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis (USV)

20700GS Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis SCUN 101SA+ geschlossenes System (DP)

mit Deckel für Verneblerkammer, mit Schwinger Omega, mit Alu-Ring und verstellbarem Haken, komplett auf Fahrgestell



20900GS Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis SCUN 101SA+ geschlossenes System (DP)

mit Deckel für Verneblerkammer, mit Schwinger Omega, mit Alu-Ring und verstellbarem Haken, komplett ohne Fahrgestell



5.2.1 Befeuchter mit offenem Wassersystem

20700 Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis SCUN 101SA+, offenes System,

komplett auf Fahrgestell



5) Aeroboy - Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis

17.01.2020

Seite 6

20900 Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis SCUN 101SA+, komplett, offenes System,

ohne Fahrgestell
Ref.MiGeL 31.05.01.00.1



5.2.2 Befeuchter mit geschlossenem Sterilwassersystem

20701GS Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis SCUN 101SA+, geschlossenes System (DP)

mit Alu-Ring und verstellbarem Haken, ohne Deckel für
Verneblerkammer,
auf Fahrgestell



20901GS Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis SCUN 101SA+, geschlossene Verneblerkammer

(DP), mit Schwinger Omega, mit Alu-Ring und verstellbarem Haken,
komplett ohne Fahrgestell, ohne Deckel für Verneblerkammer.



5) Aeroboy - Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis

17.01.2020
Seite 7

5.2.3 Befeuchter Zubehör

20751 Spiralschlauch zu USV, 90cm (Patientenschlauch)



20770 Spiralschlauch für Luftzufuhr (30cm)



20751a Spiralschlauch Rolle à 50 Meter zum Zuschneiden (Patient/Luft)

Ref.MiGeL 31.05.01.00.1

20752 Bakterienfilter für Luftbefeuchter USV

Ref.MiGeL 31.05.01.00.1



20785 Filtermatte für Staubfilter zu USV Ref.MiGeL 31.05.01.00.1



20728a Verneblerkammer mit Schwimmerschalter (ohne Deckel), mit Schwinger TU 26x



5) Aeroboy - Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis

17.01.2020
Seite 8

3209 Spiralschlauch Silikon (600x22mm) Ultrasonic (Patientenschlauch)



3218 Spiralschlauch Silikon (300x22mm) Ultrasonic (Luftzufuhr)



5.2.4 Befeuchter Zubehör für offenes System

20753 Schlauchsystem zu Luftbefeuchter für offenes System bestehend aus:

Patientenschlauch (90cm), Schlauch Luftzufuhr (30cm), Bakterienfilter und Intrafix Air



20754 Schlauchsystem zu Luftbefeuchter für offenes System, bestehend aus:

Patientenschlauch, Art.20751 (90cm), Schlauch Luftzufuhr Art.20770 (30cm), Bakterienfilter Art.20752



20756a Intrafix Air Infusionsbesteck zu USV



20778 Kammerdeckel komplett zu USV



5) Aeroboy - Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis

17.01.2020

Seite 9

5.2.5 Befeuchter Zubehör geschlossenes System

20803 Befeuchter-Kit zu DP100, mit Wasserzuleitung zum Stecken
(1Stk.)
ein Stück



20804 Befeuchter-Kit, zu DP100, mit Wasserzuleitung zum Stecken (10Stk.)
1 Packung mit 10 Stück



20754a Schlauchsystem zu Luftbefeuchter für geschlossenes System komplett mit DP
bestehend aus: Patientenschlauch, Art.20751 (90cm), Schlauch Luftzufuhr Art.20770 (30cm), Bakterienfilter Art.20752, Befeuchterkit DP Art.20803



20798 Aluminiumring für Befeuchterkit DP für USV



5.2.6 Steriles Wasser

20755 Steriles Wasser "AQUA" 2-Liter / Preisangabe: 1Stk. (VPE 6 Stk.)



5) Aeroboy - Luftbefeuchter auf Ultraschallbasis

17.01.2020
Seite 10

20755b Steriles Wasser "AQUA" 1 Liter / Preisangabe: 1Stk (VPE 10 Stk.)



Technische- und Preisänderungen vorbehalten. Die Bilder können vom Artikel abweichen.