

Puls Oxymeter



MD-650P

- Geeignet für Kinder und Erwachsene
- Kompaktes kleines Gerät
- Benutzerfreundlich
- Schnelle Resultate
- Indikator für SpO2 und Pulsschlag
- Pulssuche durch die Histogrammanzeige
- Niedriger Stromverbrauch
- Batteriedauer ca. 16 h
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch



MD-651-YL oder MD-651-BL

- Helles und leicht zu lesendes LCD-Display
- Kompaktes Design, kleine Größe und leichte Bedienung
- Komplette Einheit mit integrierter Fingerprobe
- Schnelle Abfrage von SpO2 & Puls Rate
- Leicht mitzuführen
- Puls Bargraph Anzeige
- SpO2 und Pulssignal-Anzeige
- Braucht eine AAA-Batterie
- Eine Batterie kann für circa 8 Stunden durchgehend verwendet werden
- Batteriestand-Anzeige
- Automatisches Ausschalten, wenn nicht in Gebrauch

Bank / Banque: Credit Suisse
CH-8810 Horgen
Konto / Compte: 792 800-31, Cl.-Nr. 4355
IBAN: CH28 0483 8079 2800 3100 0
PC / CCP: 80-12322-0
E-Mail: info@maxstaeubli.ch
Webseite: www.maxstaeubli.ch

MEDIZINISCHE GERÄTE
APPAREILS MÉDICAUX
MEDICAL APPARATUS



Max Stäubli AG

Spätzstrasse 14

8810 Horgen


Telefon: 044 728 80 40

Fax: 044 728 80 41

Technische Daten:

Modell / Artikelnr.	MD-650P	MD-651-YL oder MD-651-BL
Anzeige:	Klare und leicht lesbare LED-Anzeige, SpO2-Werte, Pulsschlag, Pulssuchanzeige, niedrige Batterieanzeige	SpO2, Pulse Rate, Pulse Strength Indicator, Low Battery Indicator
Prüf-Typ:	Mit eingebauter Fingerprüfung	Alles in einem Fingerprüfung
SpO2-Sättigungsbereich:	0% bis 100%	0% ~ 100%
SpO2-Genauigkeit:	±1% zwischen 100% bis 80%	70% ~ 100% ± 2 %
Pulsschlagfrequenz:	30 bpm bis 250 bpm	15 bpm to 305 bpm
Puls-Genauigkeit:	±1% vom Maßstäblichen	Full scale ± 1 %
Temperature:	0°C~55°C(Anwendung) -20°C~55°C(Lagerung)	0°C~55°C(Anwendung) -20°C~55°C(Lagerung)
Luffeuchtigkeit:		15% ~ 95% (Anwendung) 10% ~ 95% (Lagerung)
Energieversorgung:	Drei alkalische AAA Batterien	eine 1.5 volt AAA battery
'Quick'-Management:	Energiesparfunktion, automatische 10-sek. Abschaltfunktion bei Nichtmessung	Energiesparfunktion, automatische 10-sek. Abschaltfunktion bei Nichtmessung
Abmessungen:	73mm x 45mm x 43mm	73mm x 45mm x 39mm
Gewicht:	60g	30 g(Net)
Zertifizierungen:	CE 0434, ISO9001/13485, GMP Hersteller	ISO 9001, ISO 13485, GMP

Notfall-Aspirator / Handbetriebene Absaugpumpe



Der Vitalograph auf einen Blick:

- Einhandbetrieb
- Unabhängig von Stromversorgung
- Sofortige, effektive Saugleistung
- Universalanschlüsse für alle gebräuchlichen Katheter
- Inklusive 9mm-Tubus und 6mm-Universal-Katheter

Technische Daten:

Vakuumleistung:	
Nach 1 Zug:	120mm Hg / 16kPa
Nach 2 Zügen:	190mm Hg / 25kPa
Nach 3 Zügen:	220mm Hg / 29kPa
Maximal:	450mm Hg / 60kPa
Freie Saugleistung:	4.56 L/min, 120 Zyklen/min
Auffangvolumen:	240ml
Überlauf:	Der Aspirator funktioniert unbegrenzt
Gewicht:	400g netto
Abmessungen:	165 x 165 x 87mm

Tragbaren



- Zweifach Zusammenlegbar
- vier Gleitfüsse (können durch Rollenfüsse ausgetauscht werden)
- Brust und Oberschenkelgurt
- Kopftasche (kann mit Kleidungsstücken, Kissen oder ähnlichem ausgefüllt werden und dient dann als Kopfunterlage)
- Ausziehbare isolierte Traggriffe
- Bezug: Plastifiziertes Gewebe (abwaschbar)
- Masse entsprechen den NATO- und DIN-Vorschriften für Krankenwagen

Die Krankentrage ist sehr leicht (7kg) und korrosionsbeständig. Holmen aus Vierkantrrohr verleihen der Bahre eine erhöhte Stabilität. Die Bahre ist in der Länge und Breite zusammenlegbar. Damit braucht sie wenig Platz und passt in einem Personenwagen oder als zusatzbare in einem Krankenwagen untergebracht werden. Dank den einschiebbaren Griffen ist ein Verletzentransport in nahezu jedem Einsatzwagen möglich.

Technische Daten:	gebrauchsfertig	zusammengelegt
Länge:	2270mm	990mm
Breite:	550mm	120mm
Höhe:	135mm	180mm
Gewicht:	7kg	7kg

Schaufeltragbaren



- Klappbar und somit platzsparend unterzubringen
- Längenverstellbar
- schmales Fussende für enge Raumverhältnisse

Das Modell 65 ist aus stabilem Aluminium hergestellt und hat eine maximale Belastbarkeit von 159 kg. Die Schaufeltrage ist klappbar und längenverstellbar. Sie kann zur Unterbringung platzsparend zusammengelegt werden. Das schmale Fussende ist vorteilhaft bei engen Raumverhältnissen.

Drei Haltegurte mit Drucktastenschloss im Aufbewahrungsbeutel gehören zum Lieferumfang.

Technische Daten:

Modell:	65	65 EXL
Länge max:	2.005mm	2.007mm
Länge min:	1.650mm	1.650mm
Länge geklappt:	1.193mm	1.193 mm
Breite:	425mm	432mm
Tiefe offen:	70mm	70mm
Tiefe geklappt:	90mm	80 mm
Gewicht:	7,5kg	8 kg
Belastbarkeit max:	159kg	227kg
Artikelnummer:	200112	200112w

Vakuummatt ratzen



Die Matratze wurde speziell für die Rettung mit dem Helikopter sowie für den Bodeneinsatz mit dem Ambulanzfahrzeug hergestellt.

Besondere Merkmale:

- Neues Drehventil (1/4 Drehung für Anschlag öffnen - schliessen)
- Ventil ist gut mit Handschuhen bedienbar
- Kopfende abgeschrägt
- 8 Tragschlaufen (4 auf jeder Seite)

Technische Daten:

Matratzenmaterial:	Doublierte PVC Folie
Matratzenfüllung:	Styroporkugeln ca. 3mm Durchmesser (schwer entflammbar)
Überzugsmaterial:	Nylongewebe
Länge:	1900mm
Breite:	600mm
Gewicht:	5.3kg

Verbans-Koffer und Rucksäcke, Beatmungskoffer



Wir haben diverse Notfall-, Verbands- und Beatmungskoffer mit verschiedenen Bestückungen oder leer zum selbst befüllen im Angebot.

- Robuste Aluminiumkoffer für Verband oder Beatmung
- Verbandskoffer mit Wandhalterung
- Verbandsrucksack

Auf Anfrage füllen wir die Koffer auch nach Kundenwunsch (Preis auf Anfrage).

9) 1. Hilfe

17.01.2020

Seite 1

9.1 Puls Oxymeter



9.2 Notfall-Aspirator / Handbetriebene Absaugpumpe



9.3 Tragen, Bahren und Vakkumfixierung

9.3.1 Tragbaren

9.3.2 Schaufeltragbaren

9.3.3 Vakuummatratzen

9.3.4 Vakuumkissen, Vakuumschienen

9.3.5 Pumpen zu Vakuumfixierung

9.4 Verbands-Koffer und Rucksäcke, Beatmungskoffer

9.4.1 Beatmungskoffer

9.4.2 Verbandskoffer, Verbandsrucksack

9.4.3 Zubehör zu Verbandskoffer



9) 1. Hilfe

17.01.2020

Seite 2

9.1 Puls Oxymeter

MD-650P Puls Oximeter



MD-651P-BL Puls Oximeter e-Angel, Blau



MD-651P-YL Puls Oximeter e-Angel, Gelb



9) 1. Hilfe

17.01.2020
Seite 3

9.2 Notfall-Aspirator / Handbetriebene Absaugpumpe

200132 Vitalograph Notfall-Aspirator

Der Notfall-Aspirator von Vitalograph wird in Krankenhäusern, beim Militär und in Reanimations-Ausstattungen für viele Spezialgebiete eingesetzt. Der Aspirator ist leistungsstark und schnell, mit einem einzigartigen Überlaufdesign. Es ist zum Reinigen leicht zu zerlegen und aus robustem Polycarbonat gefertigt.



Der Vitalograph auf einen Blick:

- Einhandbetrieb
- Unabhängig von Stromversorgung
- Sofortige, effektive Saugleistung
- Universalanschlüsse für alle gebräuchlichen Katheter
- Inklusive 9mm-Tubus und 6mm-Universal-Katheter

Technische Daten:

Vakuumleistung:

Nach 1 Zug: 120mm Hg / 16kPa

Nach 2 Zügen: 190mm Hg / 25kPa

Nach 3 Zügen: 220mm Hg / 29kPa

Maximal: 450mm Hg / 60kPa

Freie Saugleistung: 4.56 L/min, 120 Zyklen/min

Auffangvolumen: 240ml

Überlauf: Der Aspirator funktioniert unbegrenzt

Gewicht: 400g netto

Abmessungen: 165 x 165 x 87mm

Lieferumfang: Absaugset mit Schlauch und 2 Konnektoren

200132a Schutz- und Transporthülle zu Vitalograph Notfall-Aspirator



25125 Katheter 9mm zu Vitalograph 1 Paket à 5 Stück



9) 1. Hilfe

17.01.2020
Seite 4

9.3 Tragen, Bahren und Vakkumfixierung

9.3.1 Tragbaren

200110 Leichtmetall Tragbahre, Modell Berger, Gurte mit Schnellverschluss, 2x zusammenlegbar und 4 Gleitfüssen



200111 Tragsack zu Leichtmetall-Tragbahre, Modell Berger



200139 Bezug plastifiziert zu Bahre Mod. 80

9.3.2 Schaufeltragbaren

200112 Ferno Schaufeltragbahre 65 1x zusammenlegbar in der Mitte
aus stabilem Leichtmetall, mit: 3x Haltergurt mit Drucktastenschloss
Masse: Länge max.: 201cm, Länge geklappt: 120cm, Breite: 43cm, Tiefe offen: 7cm/ geklappt: 9cm
Gewicht: 9kg, Belastbarkeit max.: 150kg



200112w Ferno Schaufeltragbahre 65 EXL 1x zusammenlegbar in der Mitte
aus stabilem thermobehandeltem Kunststoff,
mit: 3x Patienten-Haltergurten (Längenverstellbar)
Länge 165 - 202cm, Länge geklappt: 120cm B: 43cm, Tiefe: 8cm;
Gewicht: 9,5kg - Belastbarkeit max.: 227kg



200113 Transport- und Tragetasche für Schaufeltrage Ferno 65 und 65 EXL



9) 1. Hilfe

17.01.2020
Seite 5

9.3.3 Vakuummatt ratzen

200120 **Vaku um-Matratze Modell Rega beidseitig abg eschrägt,
65x195cm, 1-Kammer, Ventil**
blau, mit Überzug rot, mit 8 Handgriffen



200120a **Vaku um-Matratze Modell Rega ohne Überzug**



200121 **Überzug mit 8 Handgriffen zu Vaku um- Matratze Modell
Rega**



200134 **Tragsack zu Vaku ummatratze**

9.3.4 Vaku umkissen, Vaku umschienen

200126 **Vaku um-Kissen 60x80cm, mit Stäubli Drehventil, ohne
Überzug**



200127 **Überzug zu Vaku um-Kissen 60x80cm, mit 2 Gurten**



9) 1. Hilfe

17.01.2020
Seite 6

200133

RESCUEFORM 3-Kammer-Vakuum-Beinschiene

am Fussteil zu öffnen und als
Vakuumkissen zu verwenden, Orange
(Ref.: 5171)



9.3.5 Pumpen zu Vakuumfixierung

200130

Fuss-Vakuum-Pumpe Metall



9) 1. Hilfe

17.01.2020
Seite 7

9.4 Verbans-Koffer und Rucksäcke, Beatmungskoffer

9.4.1 Beatmungskoffer

200010a Beatmungskoffer, Typ 2-Liter, ohne Sauerstoff-Flasche, mit Druckreduzierventil
regulierbar 1-15 Liter (Art.21061), mit Notfallaspirator Vitalograph (Art.200132)



200020 Beatmungskoffer Aluminium ARK 1.103.754 mit Griff (570 x 425 x 168mm), leer



200100a Beatmungskoffer, Typ 2-Liter (ohne Sauerstoff-Flasche) mit Druckreduzierventil
regulierbar 1-15 Liter, mit Schlauchtülle 6mm, mit Beutelbeatmer Erw. (Maske 4-5) mit O2-Reservoir, mit Beutelbeatmer Kind (Maske 3-4) mit O2-Reservoir, mit O2 Maske mit Schlauch



9.4.2 Verbandskoffer, Verbandsrucksack

200011 Verbandskoffer Aluminium ARK 1.103.754, mit Griff (570 x 425 x 168mm), mit 5 Trennstangen, leer



200013 Erste-Hilfe Koffer leer mit Wandhalter orange, Medimulti AR CS, (310x240x120mm) mit Unterteilungen



9) 1. Hilfe

17.01.2020
Seite 8

200101 **Verbandskoffer Aluminium (56x16x42cm) mit Griff, gefüllt mit:**
10x Rettungsdecke, 1x Verbandsschere rot, 10x Dreiecktuch, 10x Aluderm
60x80cm, 10x DermaPlast Combifix



200300 **Rettungsrucksack rot "Rescue I", ohne Füllung, mit Modultaschen**
Länge: 280mm, Breite: 380mm, Höhe: 520mm



9.4.3 Zubehör zu Verbandskoffer

200200 **Dreiecktuch**

200201 **Armee-Verband gross**

200202a **DermaPlast Combifix 3mx8cm Körperverband VPE 1x 10 Stk.**

200203 **Pflaster 9,2 m x 5 cm**

200204 **Aluderm 60x80cm**

200205 **Rettungsdecke 1400x2200mm, gold/silber**



200206 **Pflaster 5mx2.5cm**

200207 **Tefla Kompressen 7.5x10cm VPE 1Stk.**

200209 **Gummi-Handschuhe, M 1 Schachtel à 100Stk.**

9) 1. Hilfe

17.01.2020
Seite 9

200210 Latex-Handschuhe Karton à 100 Stk.

200211 Verbandschere rot, 19cm



Technische- und Preisänderungen vorbehalten. Die Bilder können vom Artikel abweichen.