

Beatmungsbeutel mehrweg



Der Silikon-Beatmungsbeutel von Laerdal ist ein selbstfüllender Handbeatmungsbeutel für Patienten, deren Atmung dauerhaft oder zeitweilig unterstützt werden muss. Die Beatmung kann mit oder ohne ergänzende Sauerstoffzufuhr erfolgen.

Er kann zur Überdruckbeatmung eingesetzt werden und ermöglicht Spontanatmung mit Maskenanschluss oder künstlichen Atemwegen.

Taschenmasken



Das Design der Laerdal Pocket Mask, der Filter und das Einwegventil sind die Qualitätsmerkmale, die optimalen Schutz während der CPR bieten.

Durch die Schaffung eines geringen Abstands zwischen Patient und Helfer ermöglicht es die Pocket Mask auch, leichter die Lippenfärbung und Brustbewegung des Patienten zu sehen.

Ein qualitativ hochwertiger 3M-Filtrete hydrophober Filter unter einem Einwegventil filtert Verunreinigungen aus der Luft, die zwischen dem Helfer und dem Patienten übertragen wird, und schützt so beide.

Immobilisations-Kragen



Der Original Stifneck, der die Bewegungsfähigkeit absolut einschränkt und grössenmäßig optimal anzupassen ist. Andere sehen vielleicht so aus wie der Stifneck Kragen, aber es gibt nur ein Original. Der einzige Kragen, der hervorragende Studienergebnisse aufweist.

Laerdal Suction Unit (LSU)



Die LSU ist die erste Absaugeinheit mit Selbsttestfunktion. Mit nur einem Tastendruck überprüft das Gerät selbstständig Saugleistung (maximal und minimal) und Dichtigkeit.

Die LSU verfügt über ein integriertes Ladegerät. Der Akku kann jederzeit ohne Hilfsmittel ausgetauscht werden. Egal für welches Einsatzgebiet, Absaugung bei Kindern oder Erwachsenen, nasal oder oral, im klinischen- oder Notfallbetrieb.

- Saugleistung: 25 Liter/Min.
- Vakuum: > 500mmHg / 0.66bar
- Betrieb: Akku/Netzbetrieb
- Betriebsdauer ab Akku: >20min

Lieferumfang:

Stromkabel, DC Autoladekabel, Akku, 1 Absaugschlauch, 1 Absaugkanister (mit Deckel, Schwimmerball, Vakuumverschluss, Dichtung), 1 Winkelanschluss, 1 Absaugkatheter-Adapter, 1 Aerosolfilter, Bedienungsanleitung

Laerdal Compact Absaugeinheit LCSU 4 mit Einwegbehälter 300ml



Die LCSU 4 wiegt lediglich 1,5 kg und hat einen Durchfluss von 30 LPM – die LCSU 4 ist das perfekte Werkzeug für Ersthelfer und medizinische Fachkräfte. Der entsorgbare Kanister rastet ein und macht externe Schläuche überflüssig, die den Rettungsprozess bislang oft verlangsamt haben.

Die LED-Anzeige gewährt zusammen mit dem "grossen Klick-Knopf" verbesserte Kontrolle, sodass angemessene Versorgung auch mit grossen Handschuhen möglich ist.

Technische Daten:

Hoher Durchlauf / starkes Vakuum

Vakuum max.: 550+ mmHg / 0.73bar

Vakuum-Einstellbereich: 50-550+ mmHg / 0.06-0.73bar

45 Minuten Absaugen mit freiem Durchlauf

Lieferumfang: Patientenschlauch 0.9m, 300ml Einweg-Absaugbehälter, Wechsel- und Gleichstromadapter/ -ladegerät mit Netzkabel für 230V, Akku, Transporttasche

Übungsmodelle



Seit über 50 Jahren widmet sich Laerdal der Weiterentwicklung von CPR-Trainingslösungen, sowohl für Laien als auch für Profis. Unsere lebenserechten und robusten Trainingsmodelle und Skillstrainer haben über diesen langen Zeitraum hinweg bereits vielen Laienhelfer, medizinischen Fachkräfte in Krankenhäusern als auch Rettungsdienstmitarbeiter dabei unterstützt, bestens für den Arbeitsalltag oder Notfallsituationen gerüstet zu sein. Wir haben somit gemeinsam einen wichtigen Beitrag geleistet, zahlreiche Menschenleben zu retten und die Patienten Outcomes zu verbessern.

10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020

Seite 1

10.1 Beatmungsbeutel einweg

10.2 Beatmungsbeutel mehrweg

10.2.1 Masken zu Beatmungsbeutel

10.2.2 Zubehör zu Beatmungsbeutel



10.3 Taschenmasken



10.4 Immobilisations-Kragen



10.5 Laerdal Suction Unit (LSU)

10.5.1 Zubehör LSU und LCSU

10.5.2 Zubehör LSU Einwegsystem (Serres)

10.5.3 Zubehör LSU Mehrwegsystem

10.5.4 Zubehör LCSU 4

10.5.5 Zubehör Spencer Jet



10.6 Übungsmodelle

10.6.1 Rettung

10.6.2 Intubation

10.6.3 IV

10.6.4 ALS

10.6.5 Reinigung und Desinfektion

10.6.6 Ersatz Luftwege

10.6.7 Ersatzteile

10.6.8 Aufzeichnung und Zubehör



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 2

10.1 Beatmungsbeutel einweg

LA845011 Einweg-Beutel The Bag II für Erwachsene mit Maske N°5 und Reservoir

Der Silikon-Beatmungsbeutel von Laerdal ist ein selbstfüllender Handbeatmungsbeutel für Patienten, deren Atmung dauerhaft oder zeitweilig unterstützt werden muss. Die Beatmung kann mit oder ohne ergänzende Sauerstoffzufuhr erfolgen.

Er kann zur Überdruckbeatmung eingesetzt werden und ermöglicht Spontanatmung mit Maskenanschluss oder künstlichen Atemwegen.



LA845021 Einweg-Beutel The Bag II für Kinder mit Maske N°3 und Reservoir

Der Silikon-Beatmungsbeutel von Laerdal ist ein selbstfüllender Handbeatmungsbeutel für Patienten, deren Atmung dauerhaft oder zeitweilig unterstützt werden muss. Die Beatmung kann mit oder ohne ergänzende Sauerstoffzufuhr erfolgen.

Er kann zur Überdruckbeatmung eingesetzt werden und ermöglicht Spontanatmung mit Maskenanschluss oder künstlichen Atemwegen.



LA845031 Einweg-Beutel The Bag II für Neugeborene mit Maske N°1 und Reservoir

Der Silikon-Beatmungsbeutel von Laerdal ist ein selbstfüllender Handbeatmungsbeutel für Patienten, deren Atmung dauerhaft oder zeitweilig unterstützt werden muss. Die Beatmung kann mit oder ohne ergänzende Sauerstoffzufuhr erfolgen.

Er kann zur Überdruckbeatmung eingesetzt werden und ermöglicht Spontanatmung mit Maskenanschluss oder künstlichen Atemwegen.



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 3

10.2 Beatmungsbeutel mehrweg

LA870051 Resu Beutel mit O2-Reservoir, für Erwachsene inkl. 2 Masken (Gr. 3-4, 4-5)

Seit über 35 Jahren hat sich der Laerdal Silikon-Beatmungsbeutel bewährt und sich zum weltweiten Marktführer entwickelt. Wir bieten ein neues Design und verbesserten Komfort bei gleichbleibender hervorragender Verarbeitung, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Darauf können sich Anwender im Rettungsdienst und Krankenhaus verlassen.



- Das Silikonmaterial ist noch transparenter, sorgt für eine ausgezeichnete schnelle Wiederherstellung der Beutel-Neutralposition und ist auch bei extremen Temperaturen ausgesprochen widerstandsfähig.
- Hervorragendes Gefühl für das Lungenvolumen reduziert das Risiko der Überventilation.
- Neue Größen: Für Erwachsene, Kinder und Frühgeborene.
- Das neue integrierte Ansaug-Reservoir-Ventil für effiziente Sauerstoffversorgung und einfache Reinigung.
- Durch Zusammenstecken der Laerdal Silikonmaske mit der Multi-Funktions-Maskenverstärkung entsteht eine neue Silikonmaske mit vielen Anwendungsmöglichkeiten.
- Das Material erlaubt verschiedene Reinigungsmethoden zur Desinfektion und Sterilisation.
- Neues Druckbegrenzungs-Ventil für Kinder- und Frühgeborenen-Modelle.
- Alle Teile sind Latexfrei.
- Verschiedene Konfigurations- und Aufbewahrungsmöglichkeiten verfügbar.
- Individuelle Kennzeichnung Ihrer Station oder Organisation möglich.

LA870055 Resu Beutel Erwachsene mit O2-Reservoir im Fensterkoffer

inkl. 2 Masken (Gr. 3-4, 4-5)



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020

Seite 4

LA870053 Resu Beutel Erwachsene mit O2-Reservoir, in Kompaktbox

inkl. 2 Masken (Gr. 3-4, 4-5)



LA870052 Resu Beutel Erwachsene standard, mit O2-Reservoir

inkl. eine Maske (Gr. 4-5)



LA850051 Resu Beutel Baby mit O2-Reservoir, kompl.

inkl. 2 Masken (Gr. 00,01)



LA850053 Resu Beutel Baby mit O2-Reservoir, kompl. in Kompaktbox.

inkl. 2 Masken (Gr. 00,01)

LA850055 Resu Beutel Baby mit O2-Reservoir, kompl. in Tragkoffer, 2 Masken 00,01

LA860051 Resu Beutel Kind mit O2-Reservoir, komplett

inkl. 3 Masken (Gr. 01,2,3-4)



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 5

LA860052 Resu Beutel Kind mit O2-Reservoir, standard
inkl. eine Maske (Gr. 3-4)

LA860053 Resu Beutel Kind mit O2-Reservoir, kompl. in Kompaktbox
inkl. 3 Masken (Gr. 01, 2, 3-4)



LA860055 Resu Beutel Kind mit O2-Reservoir, kompl. in Tragkoffer
inkl. 3 Masken (Gr. 01, 2, 3-4)

10.2.1 Masken zu Beatmungsbeutel

LA851500 Maske Silikon rund Nr. 00



LA851600 Maske Silikon rund Nr. 0/1



LA851700 Maske Silikon rund Nr. 2



LA860220 Beatmungs-Maske Silikon Nr. 3-4, Kind



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 6

LA870220 Beatmungs-Maske Silikon Nr. 4-5



10.2.2 Zubehör zu Beatmungsbeutel

5000219 Verbindungsschlauch, Kunststoff 6x9mm (VPE 3 Meter)

LA531901 O2 Reservoir Beutel Erwachsene



LA551901 Sauerstoff-Reservoir Beutel Baby



LA560200 Patientenventil Erwachsene komplett (mit Dichtring gelb und Gehäuse)



LA849000 Peep Ventil 10 mbar 30mm

LA849001 Peep Ventil 20 mbar 30mm

LA850500 Anschlussstück für Peep-Ventil



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 7

LA851200 Patientenventil mit 45mbar Druck- begrenzung

LA860150 Silikonbeutel Kind 500 ml ohne Ventil



LA870110 Handschlaufe zu Resu-Beutel

LA870120 Hängeschlaufe zu Resu-Beutel



LA870150 Silikonbeutel Erwachsene 1600 ml ohne Ventil



LA871000 Verlängerungsschlauch Silikon 28cm



LA875400 Ansaug-/Reservoirventil komplett



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 8

10.3 Taschenmasken

LA820011 Taschenmaske PocketMask Erwachsene mit Einwegventil und Filter im gelben Etui

Das Design der Laerdal Pocket Mask, der Filter und das Einwegventil sind die Qualitätsmerkmale, die optimalen Schutz während der CPR bieten. Durch die Schaffung eines geringen Abstands zwischen Patient und Helfer ermöglicht es die Pocket Mask auch, leichter die Lippenfärbung und Brustbewegung des Patienten zu sehen. Ein qualitativ hochwertiger 3M-Filtrete hydrophober Filter unter einem Einwegventil filtert Verunreinigungen aus der Luft, die zwischen dem Helfer und dem Patienten übertragen wird, und schützt so beide.

Pharmacode: 1535594



LA151201 Übungs-Beatmungstuch 6 Rollen

Packung mit 6 Rollen à 36 Stück



LA460001 Notfall Beatmungstuch Gesicht 10 Stk.

Packung mit 10 Stück



LA820410 Einwegventil zu Taschenmaske



LA820610 Filter zu Taschenmaske



Bank / Banque: Credit Suisse
CH-8810 Horgen
Konto / Compte: 792 800-31, Cl.-Nr. 4355
IBAN: CH28 0483 8079 2800 3100 0
PC / CCP: 80-12322-0
E-Mail: info@maxstaeubli.ch
Webseite: www.maxstaeubli.ch

MEDIZINISCHE GERÄTE
APPAREILS MÉDICAUX
MEDICAL APPARATUS



Max Stäubli AG Spätzstrasse 14 8810 Horgen Telefon: 044 728 80 40 Fax: 044 728 80 41

10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 9

LA830011 **Taschenmaske Erwachsene mit Sauerstoffanschluss**
mit Einwegventil und Filter



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 10

10.4 Immobilisations-Kragen

LA980010 Halskragen Stifneck Select Erwachsene, regulierbar

Alle Halskragen der "Stifneck-Familie" ermöglichen eine bemerkenswerte Immobilisierung der Wirbelsäule. Die Grösseneinstellung, einfach und schnell, ist für alle Modelle gleich. Röntgentransparente und MRT-kompatible Halskragen von Laerdal sind die beste Wahl für die Immobilisierung der Wirbelsäule im Notfall.

Pharmacode: 2957736



LA980020 Halskragen Stifneck Select Kind, regulierbar

Pharmacode: 2957736



LA980100 Halskragen Stifneck Baby No-Neck



LA980200 Halskragen Stifneck Paediatric, rigide



LA980300 Halskragen Stifneck No-Neck



LA980400 Halskragen Stifneck Short



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 11

LA980500 Halskragen Stifneck Regular



LA980600 Halskragen Stifneck Tall



LA980700 Tragtasche blau zu Halskragen Stifneck



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 12

10.5 Laerdal Suction Unit (LSU)

LA78000010 Laerdal Absaugereinheit LSU mit 1 Liter Mehrwegkanister

Die LSU ist die erste Absaugereinheit mit Selbsttestfunktion. Mit nur einem Tastendruck überprüft das Gerät selbstständig Saugleistung (maximal und minimal) und Dichtigkeit.

Die LSU verfügt über ein integriertes Ladegerät. Der Akku kann jederzeit ohne Hilfsmittel ausgetauscht werden. Egal für welches Einsatzgebiet, Absaugung bei Kindern oder Erwachsenen, nasal oder oral, im klinischen- oder Notfallbetrieb.

Technische Daten:

Saugleistung:	25 Liter/Min.
Vakuum:	> 500mmHg / 0.66bar
Betrieb:	Akku/Netzbetrieb
Betriebsdauer ab Akku:	>20min



Lieferumfang: Stromkabel, DC Autoladekabel, Akku, 1 Absaugerschlauch, 1 Absaugkanister (mit Deckel, Schwimmerball, Vakuumverschluss, Dichtung), 1 Winkelanschluss, 1 Absaugkatheter-Adapter, 1 Aerosolfilter, Bedienungsanleitung

LA78003010 Laerdal Absaugereinheit LSU mit Einwegsystem Serres 1 Liter

Die LSU ist die erste Absaugereinheit mit Selbsttestfunktion. Mit nur einem Tastendruck überprüft das Gerät selbstständig z.B. Saugleistung (maximal und minimal) und Dichtigkeit.

Die LSU verfügt über ein integriertes Ladegerät. Der Akku kann jederzeit ohne Hilfsmittel ausgetauscht werden. Egal für welches Einsatzgebiet, Absaugung bei Kindern oder Erwachsenen, nasal oder oral, im klinischen- oder Notfallbetrieb.

- Saugleistung: 25 Liter/Min.
- Vakuum: > 500mmHg / 0.66bar
- Betrieb: Akku/Netzbetrieb
- Betriebsdauer ab Akku: >20min



Lieferumfang: Stromkabel, DC Autoladekabel, Akku, 1 Absaugerschlauch, 1 Kanister Serres 1l, 1 Absaugbeutel Serres 1l (Einweg), Bedienungsanleitung

LA780001 Laerdal Absaugereinheit LSU, Mehrweg- System, auf Fahrgestell 5-Lenkrollen

LA780002 Laerdal Absaugereinheit LSU, Einweg- System Serres 1-Liter, auf Fahrgestell

mit 5 Lenkrollen

10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 13

LA88006140 Laerdal Compact Absaugeinheit LCSU 4 mit Einwegbehälter 300ml

Die LCSU 4 wiegt lediglich 1,5 kg und hat einen Durchfluss von 30 LPM – die LCSU 4 ist das perfekte Werkzeug für Ersthelfer und medizinische Fachkräfte. Der entsorgbare Kanister rastet ein und macht externe Schläuche überflüssig, die den Rettungsprozess bislang oft verlangsamt haben.

Die LED-Anzeige gewährt zusammen mit dem "grossen Klick-Knopf" verbesserte Kontrolle, sodass angemessene Versorgung auch mit grossen Handschuhen möglich ist.

Technische Daten:

Hoher Durchlauf / starkes Vakuum

Vakuum max.: 550+ mmHg / 0.73bar

Vakuum-Einstellbereich: 50-550+ mmHg / 0.06-0.73bar

45 Minuten Absaugen mit freiem Durchlauf

Lieferumfang: Patientenschlauch 0.9m, 300ml Einweg-Absaugbehälter, Wechsel- und Gleichstromadapter/ -ladegerät mit Netzkabel für 230V, Akku, Transporttasche



LA88005140 Laerdal Compact Absaugeinheit LCSU 4 mit Einwegbehälter 800ml

Die LCSU 4 wiegt lediglich 1,5 kg und hat einen Durchfluss von 30 LPM – die LCSU 4 ist das perfekte Werkzeug für Ersthelfer und medizinische Fachkräfte. Der entsorgbare Kanister rastet ein und macht externe Schläuche überflüssig, die den Rettungsprozess bislang oft verlangsamt haben.

Die LED-Anzeige gewährt zusammen mit dem "grossen Klick-Knopf" verbesserte Kontrolle, sodass angemessene Versorgung auch mit grossen Handschuhen möglich ist.

Technische Daten:

Hoher Durchlauf / starkes Vakuum

Vakuum max.: 550+ mmHg / 0.73bar

Vakuum-Einstellbereich: 50-550+ mmHg / 0.06-0.73bar

45 Minuten Absaugen mit freiem Durchlauf

Lieferumfang: Patientenschlauch 1,8m, Verbindungsschlauch, 800ml Einweg-Absaugbehälter, Vakuumseitige Schlauchverbindung, Wechsel- und Gleichstromadapter/ -ladegerät mit Netzkabel für 230V, Akku, Halterung für 800ml Behälter, mit Transporttasche



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020

Seite 14

SC76100D Spencer Jet Compact Absaugereinheit 300D, mit Einwegbehälter 300ml

Jet Compact ist eine zuverlässige, tragbare Absaugereinheit mit dem Flüssigkeiten aus den Atemwegen entfernt werden. Dieses Absauggerät ist ideal für den Einsatz im Notfallbereich, beim Transport oder in Krankenhäusern. Sie werden von der Vielseitigkeit und der kompakten und leichten Bauweise überrascht sein. Das Gerät ist geräuscharm und Vibrationen auf ein Minimum reduziert, so das es auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen geschätzt wird. Der Akku ist einfach zu ersetzen.

Gerät ist Flugtauglich.



Technische Daten:

Abmessungen (BxTxH):	245x70x185 mm
Gewicht:	1,6 kg
Vakuumbereich:	50 bis 550 mmHg / 0.06 bis 0.73 bar
Luftströmung am Pumpeneingang:	32 l/min
Betrieb:	Akku / Netzbetrieb

Lieferumfang: Patientenschlauch 1m, 300ml Einweg-Absaugbehälter, Wechsel- und Gleichstromadapter/ -ladegerät mit Netzkabel für 230V, Akku, Bedienungsanleitung

10.5.1 Zubehör LSU und LCSU

1301.2100.83 Absaugschlauch (Einweg) CH25, 2.1m, 2 Trichter, unsteril US zu Absaugpumpen und Absaugsystem Serres



2036 Absaugschlauch (Einweg) 2.1m, mit Trichter und Fingertipp, unsteril zu Absaugpumpen und Absaugsystem Serres, ID:7mm, AD:10mm Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



2022 Silikonschlauch autoklavabel, 8x14mm (8x3)



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 15

HE61150 **Netz Kabel 1.50m zu Laerdal LSU**



LA650113 **Absaugspitze zu Absaugschlauch LCSU und LSU (10Stk.)**
Packung mit 10 Stück



LA650113E **Absaugspitze zu Absaugschlauch LPSU und LSU (1Stk.)**
ein Stück



LA770410 **Absaugschlauch zu LSU 150cm**



LA780200 **DC Stromkabel Auto mit Autostecker**



LA780800 **Batterie zu Absaugpumpe Laerdal LSU NiMH**



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 16

LA782000 Tragetasche mit Schulterriemen zu LSU



LA782400 Seitentasche zu LSU



LA782600 Wandhalterung 12 V für LSU 1.5 M Kabel



LA782620 Wandhalterung zu LSU für 230 Volt 3.5 M Kabel



10.5.2 Zubehör LSU Einwegsystem (Serres)

57157 Serres-Absaugbeutel 1-Liter, mit Winkel für Einwegsystem
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



57308 Serres Kanister 1 Liter, autoklavierbar, mit Winkel, zu Einwegsystem



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 17

LA781206 Serres Vakuum-Anschluss



10.5.3 Zubehör LSU Mehrwegsystem

LA781200 Aerosolfilter mit Schlauch zu LSU neue Version Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



LA781006 Winkelanschluss zu LSU (Deckel), weiss, (10 Stk.) Packung mit 10 Stück



LA781016 Winkelanschluss weiss zu LSU für Deckel, 1 Stk.



LA781002 Schwimmerball LSU (10 Stk.) Packung mit 10 Stück



LA781012 Schwimmerball LSU (1 Stk.) ein Stück



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 18

LA780430 Mehrweg-Sekretflaschen-Halter zu LSU



LA780431 Filterschlauch 30cm zu LSU



LA781003 Aerosol-Filter zu LSU, 1 Stk. alte Version
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



LA784000 Mehrwegkanister kompl.mit Deckel zu LSU



LA784007 Winkelanschluss gelb in Deckelmitte zu LSU (10 Stk.)
Packung mit 10 Stück



LA784007-1 Vakuumverschluss gelb (Deckelmitte) zu LSU
ein Stück



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 19

LA784008 Dichtungsring innen, gelb, Silikon, zu LSU (10Stk.)
Packung mit 10 Stk.



LA784008-1 Dichtungsring innen, gelb, Silikon, zu Deckel LSU
ein Stück



LA793500 Spülflasche zu LSU



10.5.4 Zubehör LCSU 4

LA886100 Einwegbehälter 300ml für LCSU 4 mit Patientenschlauch
90cm



LA886102 Einwegbehälter 800ml für LCSU 4
ein Stück
Lieferumfang: Verbindungsschlauch, Patientenschlauch 1.8m,
Behälter mit Deckel



LA886104 Einwegbehälter 800ml für LCSU 4 (6 Stk.)
Packung mit 6 Stück
Lieferumfang: 6 Verbindungsschläuche, 6 Patientenschläuche 1.8m, 6
Behälter mit Deckel



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 20

LA886106 Verbindungsschlauch für LCSU4 800ml



LA886107 Filter für LCSU4 800ml (10 Stk.)
Packung mit 10 Stück



LA886111 Ladegerät ohne Kaltgerätekabel zu LCSU 4



LA886113 Akku für LCSU 3/4, 300/800ml



10.5.5 Zubehör Spencer Jet

SC75001E Einwegbehälter 300ml zu Spencer Jet
Lieferumfang: Einwegbehälter 300ml, Einweg-Patientenschlauch 1m

10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 21

10.6 Übungsmodelle

LA20020 Little Anne QCPR

Bestehend aus: 1 Manikin, 2 Manikin-Gesichtsteile, 2 Luftwege,
6 Manikin Wipes (Reinigungstücher), Jacke für Manikin,
Softragetasche & Trainingsmatte



106-00150 Mini Anne Plus hellhäutig bestehend aus :

10 Trainingsmodelle, 10 Übungsmatten, 10 Pumpenbeutel, 1
Tragetasche, 2 Netztaschen zum Einsammeln, 10
Gesichtsmasken, 50 Reinigungstücher für Trainingsmodelle, 50
Atemwege



LA10600350 Mini Anne Plus hellhäutig bestehend aus: 1 Übungsmodell, 1 Luftweg, 2 Reinigungs-

tücher, 1 Gesichtsteil, 1 Pumptasche, 1 Knieschoner



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 22

LA180020 Little Junior



LA50000 Baby Anne mit Tragtasche



10.6.1 Rettung

LA180011 Resusci Junior mit Skillguide



LA180012 Resusci Junior mit Wasserrettungssatz



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 23

10.6.2 Intubation

LA250000 Airway Management Trainer Intubationstrainer AMT



LA259000 Bronchialbaum zu AMT

10.6.3 IV

LA92101 IV Arm, Soft-Pad Ellenbeuge



LA92102 IV Arm, Soft-Pad Hand



LA92103 IV Kunstblut, 250ml



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 24

10.6.4 ALS

LA80015 Laerdal IV Bein ALS Baby



LA80030 Megacode ALS Baby II (ohne Heartsim)
(Ref.: 5040029)



LA82305 Ersatz Pads Bein (5 Stk.)



LA83310 Gesichtsteil zu ALS Baby EKG



10.6.5 Reinigung und Desinfektion

LA152400 Desinfektionstücher (50 Stück)



10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 25

10.6.6 Ersatz Luftwege

LA10610050 Einmal-Luftwege zu MiniAnne Plus 50 Stk. VPE 50 Stk.



LA143700 Einmal-Luftwege zu Resusci Baby 24 Stück Neues Hygiene System



LA152250 Einmal-Luftwege 700-1000ml Resusci Anne 24 Stück



LA183210 Einmal-Luftwege komplett für Resusci Junior und Little Junior (25 Stück)



LA20300 Einmal-Luftwege zu Little Anne 24 Stk



LA204100 Einmal-Luftwege Recording Resusci Anne 24 Stück

LA50100 Einmal-Luftwege für Baby Anne 24 Stk

10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020

Seite 26

10.6.7 Ersatzteile

LA143600 Gesichtsteile zu Resusci Baby 6 Stück



LA153000 Umrüstsatz Hygienesystem Resusci Anne

LA183010 Gesichtsteile zu Resusci Junior und Little Junior (6 Stück)



LA310210 Gesichtshaut zu RA 6 Stück



LA310220 Gesichtshaut geschminkt 6 Stück



LA50200 Gesichtsteile zu Baby Anne 6 Stück

10) Laerdal Vertrieb

17.01.2020
Seite 27

10.6.8 Aufzeichnung und Zubehör

LA205000 Diagrammpapier für Recording Resusci Anne 5 Rollen

LA315000 Skillreporter komplett deutsch



LA315050 Diagramm-Papier für Skillreporter 5 Rollen



Technische- und Preisänderungen vorbehalten. Die Bilder können vom Artikel abweichen.