

Pompe d'Aspiration Chirurgie 350/40



Un terme pour le travail de qualité suisse

Equipement de base avec: vacuomètre 0 à -1 bar, filtre antiparasite, 2 rails (8x35 mm) pour la fixation d'accessoires, avec support de tuyau d'aspiration, support de câble, câble électrique de 4 m, connecteur pour raccordement équipotentiel, compteur d'heures, volume d'aspiration 40 l/min, sur chariot à 5 roues.

Données techniques:

Volume d'aspiration:	40 L/min
Vide max:	-0.85 bar
Puissance moteur:	100 Watt
Tension:	230 V 50 Hz
Poids:	21.5kg

Dimensions:

Hauteur:	950mm
Diamètre chariot:	560mm
Couleur argent:	RAL 9606

1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 1

1.1 Pompe d'Aspiration Chirurgie 350/40



1.2 Consommables

1.3 Accessoires

- 1.3.1 Système d'aspiration, récipients
 - 1.3.2 Sécurité de trop-plein
 - 1.3.3 Gobelet de rinçage, carquois pour sondes
 - 1.3.4 Accessoires divers
-

1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 2

1.1 Pompe d'Aspiration Chirurgie 350/40

4600 Pompe d'Aspiration Universal 350/40 pour Chirurgie

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, mobile avec statif 5 roues, avec dispositif d'aspiration 2 litres (verre)



4605 Pompe d'Aspiration Universal 305/40 pour Chirurgie

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, mobile avec statif 5 roues, avec dispositif d'aspiration 3 litres (verre)

4610 Pompe d'Aspiration Universal 350/40 pour Chirurgie

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, mobile avec statif 5 roues, avec dispositif d'aspiration 5 litres (verre)



4615 Pompe d'Aspiration Universal 350/40 pour Chirurgie

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, mobile avec statif 5 roues, avec dispositif d'aspiration 4 litres (polysulphone)



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 3

4620 Pompe d'Aspiration Universal 350/40 pour Chirurgie

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, mobile avec statif 5 roues, avec dispositif d'aspiration 2 litres Monovac (poche sécrétion jetable)



4625 Pompe d'Aspiration Universal 350/40 pour Chirurgie, modèle de base

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, puissance d'aspiration: 40./min., Vac.max: -0.85bar, avec filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails (8x35) pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, avec statif, **sans** dispositif d'aspiration



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 4

1.2 Consommables

2005 **Tuyau synthétique, incolore, transparent, 7x11mm**



1301.2100.83 **Tuyau d'aspiration (usage unique) CH25, 2.1m, bec**
US **non-stéril pour Pompes**
 d'aspiration et système d'aspiration Serres



2036 **Tuyau d'aspiration (usage unique), 2.1m avec**
 bec/presse-doigt, non-stéril
 pour pompes d'aspiration et système d'aspiration Serres, DI:7mm, DE:10mm



40000 **Filtre bactérien pour appareils d'aspiration**



8071h **Raccord métallique, 9mm diamètre intérieure du tuyau**
 6-8mm
 diamètre intérieure du tuyau



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 5

8078b Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
 6-7mm



8078 Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
 7-9mm



8078a Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
 10-12mm



8070c Poche de sécrétion Monovac 6mm avec sécurité de
 trop-plein, vert



8070c2 Sachet sécrétion Monovac , 9mm avec filtre
 hydrophobique - jaune



8070b Bocal 2 litres polysulphone pour poche de sécrétion
 Monovac



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 6

11181 **Connexion tuyau 7x7 pour ø7-10mm, en polypropylène**



13203a **Vacuum-stop-valve adulte avec support**



13211 **Presse-doigt, PVC, stérile Lot N°**



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 7

1.3 Accessoires

8128 Câble courant 4m avec Euro-prise et fiche



1.3.1 Système d'aspiration, récipients

8070 Bocal d'aspiration 2 litres en verre



8088a Système d'aspiration pour Universal, avec bocal et poche Monovac 2-litres, complet avec support



11260 Bocal d'aspiration 3 litres en verre



11265 Bocal d'aspiration 5 litres en verre



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 8

4466 Bocal d'aspiration 4 litres en polysulfon



8050 Support bocal pour rail 8x35 pour bocal 2-litres



8052 support bocal pour rail 8x35 pour bocal 3-litres

8053 support bocal pour rail 8x35 pour bocal 5-litres



8061g support bocal pour rail 8x35 pour bocal 4-litres Poly



807115 couvercle à fermeture rapide (15mm) complet avec support et profilé pour support rail 8x35, sans raccord



8071b15 Couvercle à fermeture rapide (15mm)
 Couvercle à fermeture rapide (15mm) cpl. avec poignée et support au rail universel sans nippel



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020
 Page 9

8071c15 Couvercle à fermeture rapide (15mm) compl.avec poigné
 4x20mm, sans nipples



8071k15 couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl. avec poignée
 5x25mm, sans raccord



8088 Support universel avec profilé T 5x25mm pour bocal de
 sécrétion Monovac



8088b Support de rail universel avec T-profil 30x5mm pour
 flacons de sécrétion Serres



8099 support au rail universel cpl.
 avec T-profil 25x5 pour des appareils avec des glissières 25x5

1.3.2 Sécurité de trop-plein

11101a sécurité trop-plein automatique avec couvercle métallique



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 10

11101c1 **Sûreté de trop-plein automatique avec couvercle métal.et support au rail**



11102 **Bocal à visser pour sécurité trop-plein en plastique**



8060 **Support pour sûreté trop-plein et bocal trop-plein 2,5dl (p.rail 8x35) avec profilé d'accrochage**



1.3.3 Gobelet de rinçage, carquois pour sondes

4101a **Support de rail universel complet avec annulaire pour gobelet de rinçage**



4105 **Gobelet de rinçage moyen, avec support universel, L=220mm, DM=150mm/85mm**



4105a **Gobelet de rinçage moyen,sans support U 220x120x85mm**



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 11

4102 Carquois pour sondes avec support universel, L=500mm, DM=100mm



4102d Carquois pour sondes avec support universel, L=400mm, DM=60mm
 socle avec 3 trous à DM 6mm



4106a Panier pour sondes avec crochet pour rail 8x35, 100x75x380mm
 en acier inoxydable



4106b Panier pour sondes avec 2 crochets pour rail 8x35, 100x75x480mm
 en acier inoxydable



1.3.4 Accessoires divers

4100 Plateau avec support au rail 8x35, en acier inoxydable, 120x205mm



4103 Plateau en alu anodisé, avec 2 supports, dimension 210 x 310mm




1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 12

4103c **Plateau en alu anodisé, 210x310mm avec 2 supports pour rail Carba 8x35mm**



4207 **rail ajustable, long, 400 mm**



4207k **rail ajustable court, 180 mm**



Sous réserve de modifications techniques et de prix. Les images peuvent différer de l'article