

Pompe d'Aspiration Drainage



Un terme pour le travail de qualité suisse

Equipement de base avec: vacuomètre 0 à -0.6 bar, filtre antiparasite, 2 rails (8x35 mm) pour la fixation d'accessoires, avec support de tuyau d'aspiration, support de câble, câble électrique de 4 m, connecteur pour raccordement équipotentiel, compteur d'heures, volume d'aspiration 15 l/min, sur chariot à 5 roues

- Pompe à membrane sans entretien
- Puissant
- Fonctionnement très silencieux
- Utilisation facile
- Extensible avec divers accessoires
- Entretien facile

Modèle Drainage S:

Version de base sans sécurité de trop-plein et sans rupteur d'aspiration

Modèle Drainage ES:

Version de base avec sécurité de trop-plein (capteur électronique), sans rupteur d'aspiration

Modèle Drainage AU-ES:

Version de base avec sécurité de trop-plein (capteur électronique) et avec rupteur d'aspiration

Bank / Banque: Credit Suisse
CH-8810 Horgen
Konto / Compte: 792 800-31, Gl.-Nr. 4355
IBAN: CH28 0483 8079 2800 3100 0
PC / CCP: 80-12322-0
E-Mail: info@maxstaeubli.ch
Webseite: www.maxstaeubli.ch

MEDIZINISCHE GERÄTE
APPAREILS MÉDICAUX
MEDICAL APPARATUS



Max Stäubli AG

Spätzstrasse 14

8810 Horgen

Telefon: 044 728 80 40

Fax: 044 728 80 41

Données techniques:

Volume d'aspiration: 15 l/min
Vide max: -0.6 bar
Puissance moteur: 100 Watt
Tension: 230 V 50 Hz
Poids: 21.5kg

Dimensions:

Hauteur: 950mm
Diamètre chariot: 560mm
Couleur argent: RAL 9606

2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 1

2.1 Pompe d'Aspiration Drainage



2.2 Consommables

2.3 Accessoires

- 2.3.1 Soupape de Jeanneret
 - 2.3.2 Chambre de scellé sous eau
 - 2.3.3 Système d'aspiration, récipients
 - 2.3.4 Sécurité de trop-plein
 - 2.3.5 Gobelet de rinçage, carquois pour sondes
 - 2.3.6 Accessoires divers
-

2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 2

2.1 Pompe d'Aspiration Drainage

5020 Pompe pour Drainage Mod. S

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -0,4 bar, compteur horaire, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, sur statif à 5 roulettes, antistatiques, prise pour la compensation de potentiel, CE sans disposition d'aspiration



5025 Pompe pour Drainage Mod. S verre

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -0,4 bar, compteur horaire, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, sur statif à 5 roulettes, antistatiques, prise pour la compensation de potentiel, CE avec disposition d'aspiration 2 litres (verre)



5030 Pompe pour Drainage Mod. S Poly

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -0,4 bar, compteur horaire, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, sur statif à 5 roulettes, antistatiques, prise pour la compensation de potentiel, CE avec disposition d'aspiration 2 litres (polysulphon)



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 3

5040 Pompe pour Drainage Mod. S

230 V 50 Hz inclus sûreté de trop plein électronique, vacuomètre 0 - -0,4 bar, compteur horaire, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, sur statif à 5 roulettes, antistatiques, prise pour la compensation de potentiel, CE sans disposition d'aspiration



5045 Pompe pour Drainage Mod. ES verre

230 V 50 Hz inclus sûreté de trop plein électronique, vacuomètre 0 - -0,4 bar, compteur horaire, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, sur statif à 5 roulettes, antistatiques, prise pour la compensation de potentiel, CE avec disposition d'aspiration 2 litres (verre)



5050 Pompe pour Drainage Mod. ES poly

230 V 50 Hz inclus sûreté de trop plein électronique, vacuomètre 0 - -0,4 bar, compteur horaire, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, sur statif à 5 roulettes, antistatiques, prise pour la compensation de potentiel, CE avec disposition d'aspiration 2 litres (polysulphone)



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 4

5060 Pompe pour Drainage Mod. AU-ES

230 V 50 Hz inclus régulateur pour aspiration intermittente, sûreté de trop-plein électronique, vacuomètre 0 - -0,6 bar, compteur horaire, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4 m, support pour câble, sur statif à 5 roulettes, antistatiques, prise pour la compensation de potentiel, CE sans disposition d'aspiration



5065 Pompe pour Drainage Mod. AU-ES verre

230 V 50 Hz inclus régulateur pour aspiration intermittente, sûreté de trop-plein électronique, vacuomètre 0 - -0,4 bar, compteur horaire, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4 m, support pour câble, sur statif à 5 roulettes, antistatiques, prise pour la compensation de potentiel, CE avec disposition d'aspiration 2 litres (verre)



5070 Pompe pour Drainage Mod. AU-ES 350

230 V / 50 Hz inclus régulateur pour aspiration intermittente, sûreté de trop-plein électronique, vacuomètre 0 - -0,4 bar, compteur horaire, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation les accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4 m, support pour câble, sur statif à 5 roulettes, antistatiques, prise pour la compensation de potentiel, CE avec disposition d'aspiration 2 litres (polysulphone)



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 5

2.2 Consommables

2005 Tuyau synthétique, incolore, transparent, 7x11mm



40000 Filtre bactérien pour appareils d'aspiration



8071h Raccord métallique, 9mm diamètre intérieure du tuyau
6-8mm
diamètre intérieure du tuyau



8078b Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
6-7mm



8078 Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
7-9mm



8078a Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
10-12mm



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020
Page 6

8070c Poche de sécrétion Monovac 6mm avec sécurité de trop-plein, vert



8070b Bocal 2 litres polysulphone pour poche de sécrétion Monovac



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 7

2.3 Accessoires

8128 Câble courant 4m avec Euro-prise et fiche



2.3.1 Soupape de Jeanneret

5203 Colonne Jeanneret 60cm avec support universel



5203a Colonne janneret 60cm avec support universel, avec tuyau 1,5m, avec raccord coudé, confectionné



2.3.2 Chambre de scellé sous eau

8071w couvercle à fermeture rapide 15 mm avec profilé d'accrochage pour rail 8x35 mm, en tant qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique



8086 Tube thoracique complet



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 8

8200

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec profilé d'accrochage pour rail

8x35mm, en tant qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécrétion 2 litres (verre)



8201

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec profilé d'accrochage pour rail

8x35mm, en tant qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécrétion 2 litres (poly)



8202

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec support de rail universel en tant

qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique



8203

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec support de rail universel en tant

qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécurité 2 litres (verre)



8204

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec support de rail universel en tant

qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécurité 2 litres (poly)



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 9

2.3.3 Système d'aspiration, récipients

8070 Bocal d'aspiration 2 litres en verre



8088a Système d'aspiration pour Universal, avec bocal et poche Monovac 2-litres, complet avec support



11260 Bocal d'aspiration 3 litres en verre



11265 Bocal d'aspiration 5 litres en verre



4466 Bocal d'aspiration 4 litres en polysulfon



8050 Support bocal pour rail 8x35 pour bocal 2-litres



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 10

8052 support bocal pour rail 8x35 pour bocal 3-litres

8053 support bocal pour rail 8x35 pour bocal 5-litres



807115 couvercle à fermeture rapide (15mm) complet avec support et profilé pour support rail 8x35, sans raccord



8071b15 Couvercle à fermeture rapide (15mm)
Couvercle à fermeture rapide (15mm) cpl. avec poignée et support au rail universel sans nippel



8071c15 Couvercle à fermeture rapide (15mm) compl.avec poigné 4x20mm, sans nipples



8071k15 couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl. avec poignée 5x25mm, sans raccord



8088 Support universel avec profilé T 5x25mm pour bocal de sécrétion Monovac



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 11

8099

support au rail universel cpl.

avec T-profil 25x5 pour des appareils avec des glissières 25x5

2.3.4 Sécurité de trop-plein

11102

Bocal à visser pour sécurité trop-plein en plastique



4339

sûreté de trop-plein électronique avec couvercle métallique



8060

**Support pour sûreté trop-plein et bocal trop-plein 2,5dl
(p.rail 8x35)**

avec profilé d'accrochage



2.3.5 Gobelet de rinçage, carquois pour sondes

4101a

**Support de rail universel complet avec annulaire pour
gobelet de rinçage**



4105

**Gobelet de rinçage moyen, avec support universel,
L=220mm, DM=150mm/85mm**



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 12

4105a Gobelet de rinçage moyen, sans support U 220x120x85mm



4102 Carquois pour sondes avec support universel, L=500mm, DM=100mm



4102d Carquois pour sondes avec support universel, L=400mm, DM=60mm
socle avec 3 trous à DM 6mm



4102f Carquois pour sondes avec support universel, L=500mm, DM=100mm



4102g Carquois pour sondes avec support universel, L=500mm, DM=100mm



4106a Panier pour sondes avec crochet pour rail 8x35, 100x75x380mm
en acier inoxydable



2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 13

4106b Panier pour sondes avec 2 crochets pour rail 8x35,
100x75x480mm
en acier inoxydable



2.3.6 Accessoires divers

4100 Plateau avec support au rail 8x35, en acier inoxydable,
120x205mm



4103 Plateau en alu anodisé, avec 2 supports, dimension 210 x
310mm



4103c Plateau en alu anodisé, 210x310mm avec 2 supports pour
rail Carba 8x35mm



4207 rail ajustable, long, 400 mm



4207k rail ajustable court, 180 mm



Bank / Banque: Credit Suisse
CH-8810 Horgen
Konto / Compte: 792 800-31, Cl.-Nr. 4355
IBAN: CH28 0483 8079 2800 3100 0
PC / CCP: 80-12322-0
E-Mail: info@maxstaeubli.ch
Webseite: www.maxstaeubli.ch

MEDIZINISCHE GERÄTE
APPAREILS MÉDICAUX
MEDICAL APPARATUS



Max Stäubli AG

Spätzstrasse 14

8810 Horgen

Telefon: 044 728 80 40

Fax: 044 728 80 41

2) Pompe d'Aspiration Drainage

13.07.2020

Page 14

Sous réserve de modifications techniques et de prix. Les images peuvent différer de l'article