

Pompe d'Aspiration Universal 350



Un terme pour le travail de qualité suisse

Equipement de base avec: vacuomètre 0 à -1 bar, filtre antiparasite, 2 rails (8x35 mm) pour la fixation d'accessoires, avec support de tuyau d'aspiration, support de câble, câble électrique de 4 m, connecteur pour raccordement équipotentiel, compteur d'heures, volume d'aspiration 20 l/min, sur chariot à 5 roues.

Données techniques:

Volume d'aspiration:	20 l/min
Vide max:	-0.85 bar
Puissance moteur:	100 Watt
Tension:	230 V 50 Hz
Poids:	21.5kg

Dimensions:

Hauteur:	950mm
Diamètre chariot:	560mm
Couleur argent:	RAL 9606

Pompe d'Aspiration Univac



Un terme pour le travail de qualité suisse

Grâce à son faible poids et à ses dimensions minimales, il convient très bien aux: infirmières communautaires, services Spitex, cabinets médicaux, dentistes, patients privés.

Caractéristiques spéciales:

- Sans entretien
- Silencieux
- Utilisation facile et intuitive
- Régulation continue du vide
- Peinture résistante aux rayures

Réalisation:

Boîtier en tôle d'acier à revêtement en poudre, vacuomètre 0 à -1 bar, soupape de réglage, interrupteur à bascule illuminé, poignée de transport, support de câble, câble d'alimentation de 5 m, embouts de connexion distinctifs pour un raccordement correct

Données techniques:

Volume d'aspiration: 20 l/min
Vide max: -0.85 bar
Puissance moteur: 100 Watt
Tension: 230 V / 50 Hz

Dimensions:

	Version sur chariot	Version portable
Hauteur:	960mm	270mm
Largeur:	-	220mm
Longueur avec bocal à 2 l:	-	460mm
Diamètre chariot:	560mm	-
Poids:	15.2 kg	10.6 kg

Pompe d'aspiration Minivac



En achetant une unité d'aspiration Stäubli, vous faites l'acquisition d'un produit garantissant sécurité, qualité, fiabilité et performances de service.

La technologie membranaire de pointe et plus de 70 ans d'expérience dans la construction de dispositifs d'aspiration garantissent une fiabilité absolue pendant le fonctionnement.

Le dispositif d'aspiration pratique, silencieux et compact, mais doté d'une aspiration puissante, est utilisé pour l'aspiration rapide et délicate des voies respiratoires supérieures dans les maisons de retraite et aussi en privé.

Dans la variante avec verre, une sécurité flottante est installée dans le couvercle du bocal de sécrétion, qui sert de protection contre le trop-plein. De plus, nous recommandons un filtre antibactérien qui protège l'appareil de la colonisation des germes et de l'entrée possible de sécrétions.

Dans la variante avec Serres, la protection de trop-plein et le filtre antibactérien sont déjà intégrés dans le sac d'aspiration Serres.

Le boîtier simple de l'unité est facile à nettoyer avec des lingettes désinfectantes.

Données techniques:

Volume d'aspiration:	9 l/min
Vide max:	-0.8 bar
Puissance moteur:	60 Watt
Tension:	230 V 50 Hz
Poids:	2.7 kg

Mamivac



Électrique ou manuel? Dans notre assortiment, nous avons listé trois tire-lait électriques et un tire-lait manuel. Ils sont utilisés dans une grande variété de domaines. Avec les tire-lait électriques mamivac®, le lait maternel est extrait rapidement et en douceur.

Montres CBC FunWatch



- Montre à quartz avec aiguille des secondes
- Avec mousqueton pratique
- Remplacement de la batterie possible
- Verre minéral robuste
- Étui résistant aux chocs
- Résistante aux éclaboussures = 3 bar
- Pour le travail, les loisirs et l'école

1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 1

1.1 Pompe d'Aspiration Chirurgie 350/40



1.2 Consommables

1.3 Accessoires

- 1.3.1 Système d'aspiration, récipients
 - 1.3.2 Sécurité de trop-plein
 - 1.3.3 Gobelet de rinçage, carquois pour sondes
 - 1.3.4 Accessoires divers
-

1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 2

1.1 Pompe d'Aspiration Chirurgie 350/40

4600 Pompe d'Aspiration Universal 350/40 pour Chirurgie

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, mobile avec statif 5 roues, avec dispositif d'aspiration 2 litres (verre)



4605 Pompe d'Aspiration Universal 305/40 pour Chirurgie

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, mobile avec statif 5 roues, avec dispositif d'aspiration 3 litres (verre)

4610 Pompe d'Aspiration Universal 350/40 pour Chirurgie

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, mobile avec statif 5 roues, avec dispositif d'aspiration 5 litres (verre)



4615 Pompe d'Aspiration Universal 350/40 pour Chirurgie

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, mobile avec statif 5 roues, avec dispositif d'aspiration 4 litres (polysulphone)



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 3

4620

Pompe d'Aspiration Universal 350/40 pour Chirurgie

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, mobile avec statif 5 roues, avec dispositif d'aspiration 2 litres Monovac (poche sécrétion jetable)



4625

Pompe d'Aspiration Universal 350/40 pour Chirurgie, modèle de base

230 V 50 Hz inclus vacuomètre 0 - -1 bar, puissance d'aspiration: 40./min., Vac.max: -0.85bar, avec filtre antiparasites, filtre bactérien, 2 rails (8x35) pour fixation des accessoires, support pour tuyau, câble électrique 4m, support pour câble, prise pour la compensation de potentiel, avec compteur horaire, avec statif, **sans** dispositif d'aspiration



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 4

1.2 Consommables

2005 Tuyau synthétique, incolore, transparent, 7x11mm



1301.2100.83 US Tuyau d'aspiration (usage unique) CH25, 2.1m, bec non-stéril pour Pompes d'aspiration et système d'aspiration Serres



2036 Tuyau d'aspiration (usage unique), 2.1m avec bec/presse-doigt, non-stéril pour pompes d'aspiration et système d'aspiration Serres, DI:7mm, DE:10mm



40000 Filtre bactérien pour appareils d'aspiration



8071h Raccord métallique, 9mm diamètre intérieure du tuyau 6-8mm diamètre intérieure du tuyau



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020
Page 5

8078b Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
6-7mm



8078 Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
7-9mm



8078a Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
10-12mm



8070c Poche de sécrétion Monovac 6mm avec sécurité de
trop-plein, vert



8070c2 Sachet sécrétion Monovac, 9mm avec filtre
hydrophobique - jaune



8070b Bocal 2 litres polysulphone pour poche de sécrétion
Monovac



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 6

11181 **Connexion tuyau 7x7 pour ø7-10mm, en polypropylène**



13203a **Vacuum-stop-valve adulte avec support**



13211 **Presse-doigt, PVC, stérile Lot N°**



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 7

1.3 Accessoires

8128 Câble courant 4m avec Euro-prise et fiche



1.3.1 Système d'aspiration, récipients

8070 Bocal d'aspiration 2 litres en verre



8088a Système d'aspiration pour Universal, avec bocal et poche Monovac 2-litres, complet avec support



11260 Bocal d'aspiration 3 litres en verre



11265 Bocal d'aspiration 5 litres en verre



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 8

4466 Bocal d'aspiration 4 litres en polysulfon



8050 Support bocal pour rail 8x35 pour bocal 2-litres



8052 support bocal pour rail 8x35 pour bocal 3-litres

8053 support bocal pour rail 8x35 pour bocal 5-litres



8061g support bocal pour rail 8x35 pour bocal 4-litres Poly



807115 couvercle à fermeture rapide (15mm) complet avec support et profilé pour support rail 8x35, sans raccord



8071b15 Couvercle à fermeture rapide (15mm)
Couvercle à fermeture rapide (15mm) cpl. avec poignée et support au rail universel sans nippel



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 9

8071c15 Couvercle à fermeture rapide (15mm) compl.avec poigné
4x20mm, sans nipples



8071k15 couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl. avec poignée
5x25mm, sans raccord



8088 Support universel avec profilé T 5x25mm pour bocal de
sécrétion Monovac



8088b Support de rail universel avec T-profil 30x5mm pour
flacons de sécrétion Serres



8099 support au rail universel cpl.
avec T-profil 25x5 pour des appareils avec des glissières 25x5

1.3.2 Sécurité de trop-plein

11101a sécurité trop-plein automatique avec couvercle métallique



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020
Page 10

11101c1 **Sûreté de trop-plein automatique avec couvercle métal.et support au rail**



11102 **Bocal à visser pour sécurité trop-plein en plastique**



8060 **Support pour sûreté trop-plein et bocal trop-plein 2,5dl (p.rail 8x35) avec profilé d'accrochage**



1.3.3 Gobelet de rinçage, carquois pour sondes

4101a **Support de rail universel complet avec annulaire pour gobelet de rinçage**



4105 **Gobelet de rinçage moyen, avec support universel, L=220mm, DM=150mm/85mm**



4105a **Gobelet de rinçage moyen,sans support U 220x120x85mm**



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020
Page 11

4102 Carquois pour sondes avec support universel, L=500mm,
DM=100mm



4102d Carquois pour sondes avec support universel, L=400mm,
DM=60mm
socle avec 3 trous à DM 6mm



4106a Panier pour sondes avec crochet pour rail 8x35,
100x75x380mm
en acier inoxydable



4106b Panier pour sondes avec 2 crochets pour rail 8x35,
100x75x480mm
en acier inoxydable



1.3.4 Accessoires divers

4100 Plateau avec support au rail 8x35, en acier inoxydable,
120x205mm



4103 Plateau en alu anodisé, avec 2 supports, dimension 210 x
310mm



1) Pompe d'Aspiration Chirurgie

13.07.2020

Page 12

4103c Plateau en alu anodisé, 210x310mm avec 2 supports pour rail Carba 8x35mm



4207 rail ajustable, long, 400 mm



4207k rail ajustable court, 180 mm



Sous réserve de modifications techniques et de prix. Les images peuvent différer de l'article