

Composants pour système centrale d'alimentation en gaz



Modèles spéciales

Longueur tuyau variable jusqu'à 5m



Avec raccord nébuliseur enfichable

Nr: 22800M



Avec raccord nébuliseur sur Support Universel

Nr: 22801c



Dispensateur sur Support Universel avec tuyau 1,5m

Sur demande du client, le tube peut mesurer jusqu'à 5 m.
 Prix sur demande.

Dispensateur avec Flowmeter



Graduation de débit:

Air, O₂ 0 - 5 L/min
Air, O₂ 0 - 15 L/min
O₂ 0 - 30 L/min

Plus de graduations sur demande.

Maintenance: périodiquement tous les 3 ans

Durée de vie: max. 10 ans

Sortie:

- Bouteille d'humidification avec raccord (G1/2") (uniqu. O₂)
- Connexion eau stérile (G9/16") (uniquement O₂)
- Raccord tuyau 6mm
- Raccord tuyau 8mm

Données techniques:

Pression d'alimentation: max. 6.0 bar
Précision de mesure: < 1L /min: ±0.2l/min
1-5L /min: ±0.5l/min
> 5L /min: ±10% du valeur indic
Matériel: Corps en laiton,
Face externe chromé
Régulateur de débit: Clapet à aiguilles
Principe de mesure: Système avec face variable
Température di service: +5°C à +35°C

Dispensateur avec régulateur de débit



Graduation de débit:

0.1 - 1 L/min (0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1 L/min)
0.5 - 5 L/min (0.5,1,1.5,2,2.5,3,4,5 L/min)
1 - 15 L/min (1,2,3,4,6,8,12,15 L/min)

Plus de graduations sur demande.

Maintenance: périodiquement tous les 6 ans

Durée de vie: max. 10 ans

Sortie:

- Bouteille d'humidification avec raccord (G1/2") (uniqu. O₂)
- Connexion eau stérile (G9/16") (uniquement O₂)
- Raccord tuyau 6mm
- G 1/4"
- G 3/8" (Pangas)

Données techniques:

Pression d'alimentation: 4.5 bar (+/- 0.2 bar)
Précision de mesure: ± 20%
Matériel: Corps en laiton,
Face externe nickelé satiné
Matériel d'étanchéité: CU, FPM
Température di service: -20°C à +60°C

Régulateur de Vide



- Le régulateur de vide est conçu pour être connecté à un système central d'alimentation en gaz.
- Il sert à fournir le vide pour aspirer les sécrétions ou les fluides corporels.
- Peut être combiné avec tous les composants du système d'aspiration Stäubli.

Données techniques:

| | |
|-------------------|---|
| Plage de réglage: | 0 à -0.85 bar |
| Vide maximum: | Dépend de la puissance du système central |
| Débit: | 50 L/min |
| Manomètre: | Manomètre à tube de Bourdon, classe de précision 2,5 |
| Poids: | 1 kg |
| Dimensions: | Hauteur avec flacon de sécurité 500ml = 400mm Hauteur avec flacon de sécurité 300ml = 360mm Hauteur avec raccord de tuyau = 210mm L = 110 mm, P = 130 mm |

Rupteur d'Aspiration



- L'interrupteur d'aspiration est utilisé pour interrompre l'aspiration des sécrétions.
- L'aspiration peut être continue ou intermittente.
- Dans le cas d'une aspiration intermittente, les temps pour "aspiration" et "pause" peuvent être réglés à l'aide de la molette de commande. Selon la position du commutateur, des pas de minutes (1 à 9 minutes) ou des pas de 10 secondes (10 à 90 secondes) peuvent être réglés.
- L'interrupteur d'aspiration est destiné à être fixé à des rails muraux de dimensions 10x25, 8x35 ou 10x50 mm et est connecté directement à la prise murale pour vide avec un tuyau flexible.
- L'appareil peut également être fixé aux rails de montage d'une pompe d'aspiration.
- Il peut également être installé entre le régulateur de vide et le collecteur de sécrétions.
- Peut être combiné avec tous les composants du système d'aspiration Stäubli.

Variante AU ZA

Interrupteur d'aspiration pour systèmes centraux sans accessoires supplémentaires.

Variante AU ES ZA

Interrupteur d'aspiration pour les systèmes centraux avec sécurité de trop-plein électronique. Celui-ci est installé entre le bocal de sécrétion et l'interrupteur d'aspiration. Si la sécrétion s'écoule du bocal de sécrétion vers la source de vide, elle est contenue par la sécurité de trop-plein et une alarme est déclenchée acoustiquement et optiquement (LED).

Bank / Banque: Credit Suisse
CH-8810 Horgen
Konto / Compte: 792 800-31, Cl.-Nr. 4355
IBAN: CH28 0483 8079 2800 3100 0
PC / CCP: 80-12322-0
E-Mail: info@maxstaeubli.ch
Webseite: www.maxstaeubli.ch

MEDIZINISCHE GERÄTE
APPAREILS MÉDICAUX
MEDICAL APPARATUS



Max Stäubli AG

Spätzstrasse 14

8810 Horgen

Telefon: 044 728 80 40

Fax: 044 728 80 41

Données techniques:

Valeurs électriques:

| | |
|---|----------------|
| Tension nominale (rated supply voltage) | 230 V ~ |
| Puissance absorbée (power input) | 15 W |
| Fréquence (rated frequency) | 50 Hz |
| Consommation de courant (rated current) | 0.1 A |
| Fusibles, fusibles réseau (accessibles de l'extérieur) | Aucun |
| Fusibles, alimentation côté primaire | T100mAL (5x20) |
| Fusibles, alimentation côté primaire | T800mAL (5x20) |
| Connexion équipotentielle (connection for potential equalization) | Disponible |

Spécifications mécaniques:

| | |
|---|----------------------------------|
| Poids | 3.5 Kg |
| Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 210 x 125 x 145 mm |
| Couleur | inox électro-poli |
| Conditions environnementales et d'exploitation (environmental conditions) | |
| Température de fonctionnement | 5 - 40 °C |
| Humidité relative | 30 - 75 % |
| Pression d'air | 700 - 1060 hPa |
| Température de transport | -25 - 70 °C |
| Température de stockage | -5 - 45 °C |
| Classe de protection | Classe de protection I (class I) |
| Protection contre la pénétration de solides et de liquides | IP20 |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement continu |
| Degré de protection | Applications type B |
| Classification | Ila |
| Connexion à l'alimentation | Câble de connexion fixe |
| Destiné à la désinfection partielle (surface du boîtier) | Désinfection pour surfaces |

Performance:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Capacité d'aspiration | 30 ltr/min max. |
| Vide max. | Selon système central |
| Vide réglable | Pas de régulation |

Double-Couplages / Distributeur quadruple / Prolongations de tuyau



Votre système central n'a-t-il pas suffisamment de connexions? Un problème qui peut être facilement résolu avec nos distributeurs multiples. Vous pouvez utiliser l'un de nos doubles embrayages. Ceux-ci peuvent être insérés directement dans la prise murale, ou sont montés sur un Support Universel et équipés d'un tube et d'un raccord. La longueur du tuyau est de 1,5 m. Des longueurs de tuyau jusqu'à 5 m sont disponibles sur demande. Il n'est pas permis d'installer des tuyaux plus longs en raison des normes.

Le répartiteur de vide quadruple est monté sur un Support Universel et est livré sans tuyaux. Il comprend quatre raccords pour tubes coniques avec un diamètre extérieur de 8 mm côté patient, et un raccord droit avec un diamètre extérieur de 7,5 mm côté vide. Nous vous recommandons d'utiliser notre tuyau 7x11mm (Article N° 2005) des deux côtés, ou nos tubes en entonnoir confectionnés du côté patient et le tuyau 7x11mm du côté vide.

Couvercle à Fermeture Rapide



Le couvercle à fermeture rapide Stäubli combine toutes les propriétés avantageuses qu'un tel couvercle peut avoir. Grâce à sa construction très simple en métal léger et en acier inoxydable, il est pratiquement indestructible. Le ressort en acier inoxydable maintient le couvercle bien en place sur le flacon à sécrétions de manière absolument sûre et étanche à l'air. Un poids minimal, une manipulation simple et un nettoyage facile sont d'autres avantages de ce couvercle. Avec le kit Insert Tube Thorax (uniquement pour les couvercles avec une ouverture de 15 mm côté patient) et un bocal d'aspiration de 2 litres, il est facile de construire une chambre de scellé sous eau pour le drainage pleural. Le couvercle à fermeture rapide fait partie d'un système modulaire et peut être combiné en différentes variantes.

Service:

- Les tubes d'aspiration et de sécrétion sont reliés à des raccords de tailles différentes pour une connexion claire.
- Fixation du couvercle: comprimer le ressort de fixation, poser le couvercle, relâcher le ressort.
- Retirer le couvercle: comprimer le ressort, soulever le couvercle, relâcher le ressort.

Données techniques:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Matériel: | Anticorrosion, Acier Inox |
| Raccordement du vide: | Raccord de 9 mm |
| Raccordement sécrétion: (Patient): | Raccord de 11 mm ou 15 mm (selon variante) |
| Joint: | Joint plat en silicone |
| Sécurité de trop-plein: | Robinet à sphère intégrée |
| Gewicht: | 800g |
| Poids: | Anodisée / gravée (très facile à nettoyer) |
| Désinfection: | Les couvercles à fermeture rapide peuvent être insérés dans des désinfectants adéquat ou lavé dans des machines à laver appropriées. |

Variantes avec poignée / avec crochets:



Variantes avec poignée

Le flacon de sécrétion est placé dans un support, le couvercle doit être posé sur le flacon

Variations 8071cXX



Variantes avec profil porte-pièce pour rail 8x35mm

Le couvercle est monté sur un profil porte-pièce et le flacon de sécrétion doit être fixé au couvercle

Variations 8071XX



Variantes avec Support Universel

Le couvercle est monté sur un Support Universel (8088) et le flacon de sécrétion doit être fixé au couvercle

Variations 8071kXX avec Support Universel

Variations 8071bXX sans Support Universel

Variantes de raccords côté patient:



11mm
pour tuyau 7-9mm DI
ArtNr: 8071f



15mm
pour tuyau 6-7mm DI
ArtNr: 8078b



15mm
pour tuyau 7-9mm DI
ArtNr: 8078



15mm
pour tuyau 10-12mm DI
ArtNr: 8078a

DI = diamètre intérieur du tuyau

Chambre de scellé sous eau avec couvercle à fermeture rapide:

Insert Tube Thorax

Avec l'Insert Tube Thorax, un couvercle à fermeture rapide et un bocal d'aspiration de 2 litres, il est facile de construire une chambre de scellé sous eau pour le drainage pleural.

ArtNr: 8086 (seulement Insert Tube Thorax)



Couvercle à fermeture rapide avec Insert Tube Thorax

Couvercle à fermeture rapide avec raccord de 9 mm (côté aspiration) et l'Insert Tube Thorax comme sortie côté patient.

ArtNr: 8071w Avec profil porte-pièce pour rail 8x35mm

ArtNr: 8202 Avec Support Universel.

Chariot d'Aspiration



Chariot d'aspiration sur 4 roues (châssis de base)

Le chariot d'aspiration (**photo à gauche**) agit comme une unité d'aspiration mobile dans la zone d'intervention et de soins intensifs. Il est en acier inoxydable et est équipé avec 3 rails de montage (2x supérieurs, 1x inférieur, 8x35 mm, sur demande également 10x25 mm ou 10x50 mm), un crochet de chaque côté pour les tuyaux et 4 roulettes pivotantes (antistatique avec fonction d'arrêt).

Il peut être équipé de presque tous les accessoires pour le montage sur rails de notre gamme et est donc très polyvalent et modulaire.

Spécifications techniques:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Hauteur: | 830mm |
| Longueur avec crochet pour tuyau: | 550mm |
| Largeur: | 360mm |
| Longueur des rails de montage: | 420mm |
| Matière: | acier inoxydable |
| Matériau des rails: | aluminium, anodisé |
| Poids (châssis de base): | 8.5kg |

6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

6.1 Composants pour système centrale d'alimentation en gaz

- 6.1.1 Dispensateur d'Oxygène avec régulateur de débit 1-15 litres avec raccord - Carba ou DIN
- 6.1.2 Dispensateur d'Oxygène avec régulateur de débit, avec Support Universel
- 6.1.3 Dispensateur d'Oxygène Double avec régulateur de débit
- 6.1.4 Dispensateur d'Oxygène Double avec régulateur de débit, avec Support Universel
- 6.1.5 Dispensateur d'Oxygène avec Flowmètre 1-15 litres, avec raccord - Carba ou DIN
- 6.1.6 Dispensateur d'Oxygène avec Flowmètre 1-15 litres, avec Support Universel
- 6.1.7 Dispensateur d'Oxygène avec Flowmètre 1-30 litres, avec Support Universel
- 6.1.8 Dispensateur d'Oxygène Double avec Flowmètre, avec raccord - Carba ou DIN
- 6.1.9 Dispensateur d'Oxygène Double avec Flowmètre, avec Support Universel
- 6.1.10 Dispensateur d'Air avec régulateur de débit 1-15 litres
- 6.1.11 Dispensateur d'Air Double avec Flowmètre, avec raccord - Carba ou DIN
- 6.1.12 Dispensateur d'Air avec Flowmètre, avec raccord - Carba ou DIN
- 6.1.13 Dispensateur d'Air avec Flowmètre et Support Universel, avec raccord - Carba ou DIN



6.2 Accessoires pour composants système centrale

6.3 Régulateur de Vide

- 6.3.1 Régulateur de Vide avec connexion murale directe
- 6.3.2 Régulateur de Vide avec Support Universel



6.4 Rupteur d'Aspiration



6.5 Accessoires

- 6.5.1 Sécurité de trop-plein pour Régulateur de Vide, vieille version

6.6 Double-Couplages / Distributeur quadruple / Prolongations de tuyau

- 6.6.1 Vide (Vacuum)
- 6.6.2 Air
- 6.6.3 Oxygène



6.7 Couvercle à Fermeture Rapide

- 6.7.1 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 4x20mm
- 6.7.2 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm et profil porte-pièce
- 6.7.3 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm, pour Support Universel



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 2

6.7.4 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm avec Support Universel

6.7.5 Couvercle à Fermeture Rapide pour chambre de scellé sous eau

6.7.6 Accessoires Couvercle à Fermeture Rapide

6.8 Nipples, raccords, adaptateurs pour tuyau

6.8.1 Raccords pour aspiration, vide

6.8.2 Valves pour aspiration, vide

6.8.3 Nipples et raccords pour oxygène, air et flacon humidificateur

6.8.4 Raccords droit (I) pour tuyau

6.8.5 Raccords triple (Y) pour tuyau

6.8.6 Adaptateur

6.9 Chariot d'Aspiration

6.9.1 Accessoires



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020
Page 3

6.1 Composants pour système centrale d'alimentation en gaz

6.1.1 Dispensateur d'Oxygène avec régulateur de débit 1-15 litres avec raccord - Carba ou DIN

22460 **Dispensateur d'oxygène, connexion murale, avec régulateur de débit 1-15 litres,**
avec raccord Carba et sortie tuyau 6mm



22460D **Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15 litres,**
avec raccord DIN et raccord tuyau 6mm



22461 **Dispensateur d'Oxygène avec régulateur de débit 0-15 litres,**
avec raccord Carba et avec connexion pour eau stérile G 9/16" pour connexion murale



22461D **Dispensateur d'Oxygène avec régulateur de débit 0-15 litres,**
avec raccord DIN et avec connexion pour eau stérile G 9/16"



22461Da **Dispensateur d'Oxygène avec régulateur de débit 0-15 litres,**
avec raccord DIN et avec connexion pour eau stérile G 9/16", version non-magnétique



22461L **Dispensateur d'Oxygène avec régulateur de débit 0-15 litres,**
avec raccord Carba et avec connexion pour eau stérile G 9/16" pour connexion murale, avec embout long (60cm)

6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 4

22462 **Dispensateur d'Oxygène avec régulateur débit 0-15 Liter,**
avec raccord Carba,
avec connexion G 1/4"



22462D **Dispensateur oxygène avec régulateur de débit 0-15 L, avec**
raccord DIN,
avec connexion G 1/4"



22463 **Dispensateur d'Oxygène avec régulateur de débit 0-15l,**
avec raccord Carba,
avec connexion G 3/8" (Pangas)



22463D **Dispensateur oxygène avec régulateur de débit 0-15 l, avec**
raccord DIN,
avec connexion G 3/8" (Pangas)



22464 **Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15litres,**
avec raccord Carba
et connexion 1/2" pour humidificateur



22464D **Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15litres,**
avec raccord DIN
et connexion G 1/2" pour humidificateur



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020
Page 5

22470 **Dispensateur d'oxygène, connexion murale, avec régulateur de débit 1-15 litres,**
avec raccord Carba, avec bocal humidificateur



22470D **Dispensateur oxygène avec régulateur de débit 0-15 L, avec raccord DIN,**
avec groupe humidificateur



6.1.2 Dispensateur d'Oxygène avec régulateur de débit, avec Support Universel

22471 **Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15 litres, avec support**
universel, confectionné avec tuyau blanc 1,5m et raccord O2 coudé Carba, avec connexion tuyau 6mm



22471D **Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15 litres, avec support**
universel, confectionné avec tuyau blanc 1,5m et raccord coudé O2 DIN, avec connexion tuyau 6mm



22471e **Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-1 litre, avec raccord Carba,**
avec support universel, confectionné avec tuyau blanc 1,5m avec connexion pour eau stérile,
réglable: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 und 1 l/min



22471c **Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15-litres, avec support**
universel, confectionné avec tuyau blanc 1,5m et raccord O2 coudé Carba, avec connexion eau stérile G 9/16"



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 6

22471cD

Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15litres, avec support

universel, confectionné avec tuyau blanc 1,5m et raccord O2 coudé DIN, avec connexion eau stérile G 9/16"



22471a

Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15litres, avec support

universel, confectionné avec tuyau blanc 1,5m et raccord coudé O2 Carba, avec humidificateur



22471aD

Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15litres, avec support

universel, confectionné avec tuyau blanc 1,5m et raccord coudé O2 DIN, avec humidificateur



22471b

Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-5litres, avec raccord Carba,

avec support universel, confectionné avec tuyau blanc 1m et raccord coudé O2 (Carba/DIN), avec connexions au choix: connexion tuyau 6mm ou connexion pour eau stérile ou connexion pour humidificateur 1/2"



6.1.3 Dispensateur d'Oxygène Double avec régulateur de débit

22430a

Dispensateur d'oxygène double avec débitmètre 0-15 l/min., connexion directe,

avec connexion tuyau 6mm, avec raccord Carba



22430aD

Dispensateur d'oxygène double avec débitmètre 0-15 l/min., connexion directe,

avec connexion tuyau 6mm, avec raccord DIN



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020
Page 7

22430 **Dispensateur d'oxgène double avec débitmètre 0-15 l/min., connexion directe,**
avec connexion pour eau stérile G 9/16" avec raccord Carba



22430D **Dispensateur d'oxgène double avec débitmètre 0-15 l/min, connexion directe,**
avec connexion pour eau stérile G 9/16", avec raccord DIN



22430b **Dispensateur d'oxgène double avec débitmètre 0-15 l/min., connexion directe,**
avec humidificateur, avec raccord Carba



22430bD **Dispensateur d'oxgène double avec débitmètre 0-15 l/min., connexion directe,**
avec humidificateur, avec raccord DIN



6.1.4 Dispensateur d'Oxygène Double avec régulateur de débit, avec Support Universel

22472a **Double Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15 litres,**
avec raccord Carba, confectionné, avec support universel, tuyau 1,5m blanc, avec connexion tuyau 6mm



22472 **Double Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15 litres,**
avec raccord Carba, confectionné, avec support universel, tuyau 1,5m blanc, avec STN O2 coudé et connexion eau stérile



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 8

22472D

Double Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15litres,

avec raccord DIN, confectionné, avec support universel, tuyau 1,5m blanc,
avec STN O2 soudé et connexion eau stérile



22771

Distributeur d'oxygène 0-16 l/min avec flotteur, connexion stérile 9/16"

sur un support de rail, avec entrée NIST



22772

Distributeur d'oxygène double 0-16 l/min avec flotteur sur un support de rail

avec entrée NIST et connexion pour eau stérile 9/16"



22472b

Double Dispensateur d'oxygène avec régulateur de débit 0-15litres,

avec raccord Carba, confectionné, avec support universel, tuyau 1,5m blanc,
avec STN O2 soudé, avec humidificateur G 1/2"



6.1.5 Dispensateur d'Oxygène avec Flowmètre 1-15 litres, avec raccord - Carba ou DIN

22400

dispensateur d'oxygène 0-15litres, avec débitmètre bille FM, avec connexion

tuyau 6mm, raccord Carba pour connexion directe



22400D

dispensateur d'oxygène avec raccord 6mm et nipple embrochable



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 9

22700 **Dispensateur d'oxygène 0-30 litres, avec débitmètre bille FM, avec connexion**
tuyau 6mm, raccord Carba, pour connexion directe



22400a **dispensateur d'oxygène avec raccord 8mm et nippel embrochable**



22400aD **dispensateur d'oxygène avec raccord 8mm et nippel embrochable**



22400b **dispensateur d'oxygène 1-15l, avec débitmètre à bille FM,avec raccord Carba,**
avec connexion pour eau stérilisée



22400e **dispensateur d'oxygène 1-10l, avec débitmètre à bille FM,avec raccord Carba,**
avec connexion pour eau stérile



22400f **dispensateur d'oxygène 1-20l, avec débitmètre à bille FM,avec raccord Carba,**
avec connexion pour eau stérile



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 10

22400bD dispensateur d'oxygène avec raccord et connexion pour eau stérile



22400c dispensateur d'oxygène avec raccord et connexion pour eau stérilisée



22400cD dispensateur d'oxygène avec raccord et connexion pour eau stérilisée



22401 dispensateur d'oxygène 0-15 l, débitmètre bille, goupe humidificateur et nipple
Carba



22401D dispensateur d'oxygène avec groupe d'humidificateur et nipple embrochable



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 11

6.1.6 Dispensateur d'Oxygène avec Flowmètre 1-15 litres, avec Support Universel

22404b dispensateur d'oxygène avec support de rail universel et connexion eau stérile
livré confectionné, tuyau blanc 1,5m



22404bD dispensateur d'oxygène avec support de rail universel et connexion eau stérile
livré confectionné, tuyau blanc 1,5m



22404 Dispensateur d'Oxygène 1-15l/min., avec support rail universel, avec débitmètre à bille, avec connexion pour eau stérile, confectionné avec tuyau blanc 1,5m, raccord coudé Carba



22404D dispensateur d'oxygène avec FM, 1-15l, avec support rail universel, avec connexion pour eau stérile, confectionné avec tuyau blanc 1,5m et raccord coudé DIN



22403a dispensateur d'oxygène 0-15 litres, avec débitmètre à bille FM, avec connexion pour humidificateur, avec support universel, confectionné avec tuyau blanc 1,5m, avec raccord O2 coudé (Carba)



22403aD dispensateur d'oxygène avec groupe d'humificateur et support de rail univer
livré confecitonné



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 12

22404bC **Dispensateur d'oxygène 1- 5l/min. FM, rail universel, avec humidificateur,**
livré confectionné avec tuyau blanc 1,5m, avec raccord O2 coudé Carba



6.1.7 Dispensateur d'Oxygène avec Flowmètre 1-30 litres, avec Support Universel

22404c **dispensateur d'oxygène 0 à 30 litres avec support rail universel et avec**
connexion pour eau stérile, livré confectionné, tuyau blanc 1,5m



22404cD **dispensateur d'oxygène 0 à 30 litres avec support rail universel et avec**
connexion pour eau stérile, livré confectionné, tuyau blanc 1,5m



22404a **dispensateur d'oxygène 0 à 30 litres avec support rail universel, avec**
connexion pour eau stérile, confectionné tuyau 1,5m, raccord coudé, Carba



22404aD **dispensateur d'oxygène 0 à 30 litres avec support rail universel et avec**
connexion pour eau stérile, livré confectionné, tuyau blanc 1,5m



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 13

6.1.8 Dispensateur d'Oxygène Double avec Flowmètre, avec raccord - Carba ou DIN

22409 Dispensateur d'oxygène double avec raccord 6 mm et nipples embrochables



22409a Dispensateur d'oxygène double avec raccord 8 mm et nipples embrochables



22409b Double-Dispensateur oxygène avec connexion eau stérile, avec raccord Carba



22409bD Double-Dispensateur oxygène avec connexion eau stérile, avec raccord DIN



22405 dispensateur d'oxygène avec groupe humidificateur et raccord



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 14

6.1.9 Dispensateur d'Oxygène Double avec Flowmètre, avec Support Universel

22410 Dispensateur d'oxygène double avec raccord 6 mm et support de rail univ. er.



22410a Dispensateur d'oxygène double avec raccord 8 mm et support de rail univ. er.



22410b Double Dispensateur Oxygène avec FM, avec connexion pour eau stérile, avec support univ. er pour rail, confectionné avec tuyau 1,5m, raccord C coudé



22410D Dispensateur d'oxygène double avec support universel, confectionné avec tuyau blanc 1,5m, raccord coudé avec connexion eau stérile, DIN



22410c Double-Dispensateur Oxygène, avec FM, 1 - 10l/min. avec support universel, confectionné avec tuyau blanc 1,5m, raccord coudé Carba avec connexion pour eau stérile



22406 dispensateur d'oxygène double avec groupe d'humidificat et support de rail



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 15

6.1.10 Dispensateur d'Air avec régulateur de débit 1-15 litres

22820 **Dispensateur Air avec régulateur de débit 15 litres, avec raccord tuyau 6mm, raccord Carba**



22820D **Régulateur de Débit Air, 1-15l/min., connexion murale directe, avec raccord tuyau 6mm, DIN**



22821 **Dispositif de prise Air 15 litres, mod.G avec sortie tuyau 6mm, confectionné avec support universel, avec tuyau 1,5m noir-blanc, avec raccord coudé Air**



22821D **Régulateur Air avec régulateur de débit 15-l, Mod. G, avec support universel, avec aval tuyau 6mm, confectionné avec tuyau Air noir 1,5m Schlauch et raccord Air DIN coudé**



22830 **Débitmètre Air 1-15 litres avec support universel, support nébuliseur, confectionné 1,5m tuyau noir, raccord coudé Air Carba**



22830D **Débitmètre Air 1-15 litres avec support universel, confectionné avec 1,5m tuyau, raccord coudé et support pour nébuliseur**



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 16

6.1.11 Dispensateur d'Air Double avec Flowmètre, avec raccord - Carba ou DIN

22807 Double Dispensateur Air avec sélecteur de débit 1-15 sortie 6mm, Carba



22807D Dispensateur Air double avec sélecteur de débit, sortie 6mm, DIN



22806 Dispensateur Air double avec raccord carba mural directe, confectionné avec connexion tuyau 6mm



22806D Dispensateur Air double avec support universel, confectionné avec tuyau noir 1,5m, raccord air coudé, sortie connexion tuyau 6mm



22808 Double Dispensateur Air avec support universel, régulateur de débit 1-15l/min, confectionné avec tuyau 1,5m, raccord coudé Carba, sortie 6mm



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 17

6.1.12 Dispensateur d'Air avec Flowmètre, avec raccord - Carba ou DIN

22800D dispositif de prise d'air avec raccord 6 mm, avec FM, avec nipple DIN



22800 dispositif de prise d'air 0-15 l/min, avec raccord 6 mm, avec FM, avec nipple Carba



22800a dispositif de prise d'air avec raccord 8 mm, avec FM, avec nipple Carba



22800aD dispositif de prise d'air avec raccord 8 mm, avec FM, avec nipple DIN



22800M dispositif de prise d'air avec raccord 6 mm, avec FM, avec nipple Carba



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 18

6.1.13 Dispensateur d'Air avec Flowmètre et Support Universel, avec raccord - Carba ou DIN

22801b **Dispositif de prise Air, 1-15l/min., avec sortie 6mm, débitmètre à bille FM,**
support universel, confectionné avec tuyau noir-blanc 1,5m et raccord Air coudé (Carba)



22801bD **dispositif de prise d'air avec raccord 6 mm et support de rail universel**
confectionné avec tuyau 1,5m (noir-blanc) et avec raccord Air coudé DIN



22801c **Dispositif de prise Air, avec débitmètre FM 1- 15l/m, avec raccord 6mm, avec support universel,**
avec support pour nébuliseur, confectionné avec tuyau 1,5m (noir-blanc) et avec raccord Air coudé Carba



22801e **Dispensateur d'Air 1-15l/min. avec débitmètre à flotteur,**
sortie G 1/2", Support Universel, confectionné avec: tuyau blanc/noir 1,5m et raccord Air coudé (Carba), adaptateur G 1/2" à G 9/16" (eau stérile) et raccord de tuyau (noir).



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 19

6.2 Accessoires pour composants système centrale

22230b Bocal humidificateur 500ml, 1/2" avec couvercle en alu et raccord (22235)



22231 Bocal humidificateur 500ml



22235 Raccord pour flacon humidificateur rainuré de 9 mm, plastique, non stérile pour tuyau à entonnoir de ø5 à 7 mm



22239a Tête d'humidificateur avec barboteur complet Alu



22421b Joint pour tuyaux 6mm - Set composé de: Écrou de raccord G 1/2", O-Ring et douille de 6mm



22422a Joint pour tuyaux 8mm - Set composé de: Écrou de raccord G 1/2", O-Ring et douille de 8mm



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 20

22423b

**Adaptateur kit humidificateur G1/2" pour sortie d'eau stérile
G9/16",**
bague d'étanchéité en nylon incluse



F0025-1

**Adaptateur noir, synthétique, complet pour connexion O2
9/16"**



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 21

6.3 Régulateur de Vide

6.3.1 Régulateur de Vide avec connexion murale directe

8301a régulateur de vide 0 à -1000 mbar, avec flacon de sécurité 500 ccm, avec filtre bactérien à connexion directe 8356b, avec raccord Carba pour connexion murale directe



8301aD Régulateur de vide 0 à -1000 mbar, avec flacon de sécurité 500 ccm, avec filtre bactérien à connexion directe 8356b, avec raccord DIN pour connexion murale directe



8301e Régulateur de vide 0 à -1000 mbar, flacon de sécurité 300 ccm avec nipple Carba pour connexion murale directe, confectionné avec filtre bactérien 8356b



8301eD Régulateur de vide 0 à 1000mbar, avec flacon de sécurité 300ccm avec filtre bactérien à connexion directe 8356b, avec raccord DIN pour connexion murale directe



8301c Régulateur vide 0 à -1000mbar, avec bec tuyau 8mm Carba pour connexion murale directe



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 22

8303a **Double-Régulateur Vacuum 0 à -1000mbar, avec flacon de sécurité 500ccm, avec**
filtre bactérien à connexion directe 8356b, avec raccord Carba pour connexion murale directe



8303e **Double-Régulateur Vacuum 0 à -1000 mbar, avec boical sécurité 300ccm, avec**
raccord Carba pour connexion murale directe, confectionné avec filtre bactérien 8356b



8303c **Double-Régulateur Vacuum 0 à -1000mbar, avec bec tuyau 8mm Carba**
pour connexion murale directe



6.3.2 Régulateur de Vide avec Support Universel

8300 **Régulateur vacuum 0 - 1000m bar avec flacon de sécurité 500ccm, avec**
support de rail Universal, confectionné avec tuyau 1,5m et raccord vacuum coudé, Carba
confectionné avec filtre bactérien 8356b



8300D **Régulateur vacuum 0 à -100mbar, avec bocal sécurité 500ml, avec support**
universel, confectionné avec tuyau 1,5m, nipple vacuum angulaire DIN
et filtre bactérien 8356b



8300ae **Régulateur de vide 0 à -1000mbar, avec bocal sécurité 300ccm, avec support**
universel, confectionné avec tuyau 1,5m, raccord coudé vacuum, Carba
confectionné avec filtre bactérien 8356b



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 23

8300aeD Régulateur vacuum 0 à -1000mbar, avec bocal sécurité 300ccm, avec support

universel, confectionné avec tuyau 1,5m, raccord coudé vacuum, Carba confectionné avec filtre bactérien 8356b



8300aD Régulateur vacuum 0 à -100mbar, avec avec support universel, confectionné

avec tuyau 1,5m et nipple vacuum angulaire DIN, sortie tuyau 8mm



8302 Double-Régulateur Vacuum 0 à -1000 mbar, avec support universel et flacon de

sécurité 500 ccm, confectionné avec tuyau 1,5m et raccord vacuum coudé, Carba confectionné avec filtre bactérien 8356b



8302D Double-Régulateur Vacuum 0 à -1000 mbar, avec support universel et flacon de

sécurité 500 ccm, confectionné avec tuyau 1,5m et raccord vacuum coudé, Dräger, confectionné avec filtre bactérien 8356b



8302e Double-Régulateur Vacuum 0 à -1000mbar, avec bocal sécurité 300ccm, avec

support universel, confectionné avec tuyau 1,5m et raccord vacuum coudé, Carba confectionné avec filtre bactérien 8356b



8302eD Double-Régulateur Vacuum 0 à -1000mbar, avec bocal sécurité 300ccm, avec

support universel, confectionné avec tuyau 1,5m et raccord vacuum coudé, Dräger, confectionné avec filtre bactérien 8356b



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 24

8302b **Double-Régulateur Vacuum, complet avec tuyau 1,5m, avec support Universel**
raccord vacuum coudé Carba et aval tuyau 8mm



8302bD **Double-Régulateur Vacuum, complet avec tuyau 1,5m, avec support Universel**
raccord vacuum coudé Dräger et aval tuyau 8mm



8300c **Régulateur vide 0 à -1000mbar, avec support universel, confectionné**
avec 1,5m tuyau, raccord vacuum coudé, Carba, avec aval tuyau 8mm



8302NIST **Double-Régulateur Vacuum 0 à -1000 mbar, avec support universel et flacon de sécurité 500 ccm, sans tuyau, confectionné avec raccord entrée NIST et avec filtre bactérien 8356b**

6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 25

6.4 Rupteur d'Aspiration

22501a Rupteur d'aspiration pour installation centrale AU ZA à cadence minutes 1-9 min

commutable de cadence minutes à cadence secondes (10-90 sec.) sur front panel



22501b Rupteur d'aspiration pour installation centrale AU ES ZA à cadence minutes

1-9 min. ou à cadence 10 secondes 10-90 sec., avec connexion pour sécurité trop-plein électronique



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 26

6.5 Accessoires

22421b Joint pour tuyaux 6mm - Set composé de: Écrou de raccord
G 1/2", O-Ring
et douille de 6mm



22422a Joint pour tuyaux 8mm - Set composé de: Écrou de raccord
G 1/2", O-Ring
et douille de 8mm



8352 bocal de sécurité 500 ccm



8356b filtre bactérien embrochable TM contenu: 10pcs/tube, Lot
N°



8356c couvercle alu complet pour flacon sécurité trop-plein



8360 Bocal de sécurité 300 ccm



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 27

8391 **Sécurité de trop-plein 300ccm, cpl. pour régulateur vide et Venturi, avec**
bouteille, couvercle alu, filtre bactérien



8393 **sécurité de trop-plein 500ccm compl. pour connexion directe, avec filtre**
bactérien, bocal, couvercle en alu



6.5.1 Sécurité de trop-plein pour Régulateur de Vide, vieille version

8356 **Filtere bactérique diamètre 50 mm boîte à 50 pièces**



8356a **filtere bactérique diamètre 50**



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 28

6.6 Double-Couplages / Distributeur quadruple / Prolongations de tuyau

6.6.1 Vide (Vacuum)

8300SDK Système de tuyau dispensateur Vacuum avec couplage rapide et raccord tuyau - Heyer/DIN

STN300030 Double-connecteur Vacuum Carba pour connexion directe syst.T, couplage Heyer



STN300030D Double-connecteur Vacuum DIN pour connexion directe, ays.T, couplage Heyer



STN300030U Double-couplage Vacuum Carba avec support universel, confectionné avec raccord coudé Carba, 1,5m tuyau



STN300030U S Couplage Vacuum, Carba avec support universel,

confectionné avec raccord coudé Carba, 5m tuyau

STN300060 Quadruple distributeur vacuum avec support universel



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 29

6.6.2 Air

22801SDK **Système tuyau dispensateur Air avec couplage rapide et raccord tuyau - Heyer/DIN**

22801SK **Système tuyau dispensateur Air avec couplage rapide et raccord tuyau - Heyer/Carba**

STN300040 **Double-connecteur Air Carba pour connexion directe, syst.T,couplage Heyer**



STN300040D **Double-connecteur Air DIN pour connexion directe, syst.T, couplage Heyer**



STN300040U **Double-couplage Air, Carba avec support universel, confectionné avec raccord coudé Carba, 1,5m tuyau**



STN300040U **Couplage Air, Carba avec support universel, S**
confectionné avec raccord coudé Carba, 5m tuyau

6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 30

6.6.3 Oxygène

22402SDK **Système tuyau dispensateur O2 avec couplage rapide et raccord tuyau - Heyer/DIN**

22402SK **Système tuyau dispensateur O2 avec couplage rapide et raccord tuyau - Heyer/Carba**

22496 **Adaptateur O2 pour entrée prise DIN et sortie raccord Carbamed**



STN300050 **Double-couplage O2 Carba pour connexion directe, syst.T,couplage Heyer**



STN300050D **Double-connecteur O2 DIN pour connexion directe syst.T, couplage Heyer**



STN300050D **Double-connecteur Oxygène,DIN avec support universel, U**

confectionné avec raccord coudé DIN, 1,5m tuyau



STN300050U **Double-connecteur Oxygène, Carba avec support universel,**

confectionné avec raccord coudé Carba, 1,5m tuyau



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 31

STN300050U Couplage Oxygène Carba avec support universel, S

confectionné avec raccord coudé Carba, 5m tuyau

6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 32

6.7 Couvercle à Fermeture Rapide

6.7.1 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 4x20mm

8071c11 Couvercle à fermeture rapide (11mm) compl. avec poigné
4x20mm, avec
2 nipples (8071h+8071f) sans support au rail



8071c15 Couvercle à fermeture rapide (15mm) compl.avec poigné
4x20mm, sans nipples



8071c15a Couvercle à fermeture rapide (15mm) cpl. avec poignée et 2
raccords (8071h +
8078b), sans support au rail



8071c15b Couvercle à fermeture rapide (15 mm) cpl avec poignée et 2
raccord (8071h+8078)



8071c15c Couvercle à fermeture rapide (15 mm) cpl avec poignée et 2
raccord (8071h+8078a)
sans support au rail



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 33

6.7.2 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm et profil porte-pièce

807111 Couvercle à fermeture rapide (11mm) complet avec poigné et profilé
d'accrochage 8x35mm, avec 2 nipples



807115 couvercle à fermeture rapide (15mm) complet avec support et profilé pour support rail 8x35, sans raccord



807115a Couvercle à fermeture rapide (15mm) complet avec crochet et support au rail



807115c couvercle à fermeture rapide (15mm) complet avec poignée et profilé de support de rail 8x35, avec 2 raccords (8071h + 8078)



807115d couvercle à fermeture rapide (15mm) complet, avec poignée, avec support profilé rail pour rail 8x35, avec 2 raccords (8071h et 8078a)



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 34

6.7.3 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm, pour Support Universel

8071k11

couvercle à fermeture rapide 11 mm cpl.

avec poignée 5 x 25, avec 2 raccords (8071h + 8071f) sans profilé d'accrochage



8071k15

couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl. avec poignée 5x25mm, sans raccord



8071k15a

couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl. avec poignée 5x25mm, sans support rail, avec 2 nipples (8071h + 8078b)



8071k15b

couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl. avec poigné 5 x 25 mm, et 2 nipples (8071h + 8078)



8071k15c

couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl. avec poignée 5 x 25 mm, et 2 nipples (8071h + 8078a)



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 35

6.7.4 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm avec Support Universel

8071b11

Couvercle à fermeture rapide (11mm)

Couvercle à fermeture rapide (11mm) cpl. avec poignée et support au rail universel avec 2 nippel (8071h + 8071f)



8071b15

Couvercle à fermeture rapide (15mm)

Couvercle à fermeture rapide (15mm) cpl. avec poignée et support au rail universel sans nippel



8071b15a

Couvercle à fermeture rapide (15mm)

Couvercle rapide (15mm) cpl. avec poignée et support au rail universel et 2 nipples (8071h+8078b)



8071b15b

Couvercle à fermeture rapide (15mm)

Couvercle à fermeture rapide (15mm) cpl. avec poignée et support au rail universel et 2 nipples (8071h+8078)



8071b15c

Couvercle à fermeture rapide (15mm) complet, avec poignée, avec support

Universel et avec 2 nipples (8071h+8078a)



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 36

6.7.5 Couvercle à Fermeture Rapide pour chambre de scellé sous eau

8071w

couvercle à fermeture rapide 15 mm

avec profilé d'accrochage pour rail 8x35 mm, en tant qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique



8200

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec profilé d'accrochage pour rail

8x35mm, en tant qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécrétion 2 litres (verre)



8201

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec profilé d'accrochage pour rail

8x35mm, en tant qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécrétion 2 litres (poly)



8202

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec support de rail universel en tant

qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique



8203

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec support de rail universel en tant

qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécurité 2 litres (verre)



8204

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec support de rail universel en tant

qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécurité 2 litres (poly)



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 37

6.7.6 Accessoires Couvercle à Fermeture Rapide

8086 Tube thoracique complet



8099 support au rail universel cpl.
avec T-profil 25x5 pour des appareils avec des glissières 25x5

6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 38

6.8 Nipples, raccords, adaptateurs pour tuyau

6.8.1 Raccords pour aspiration, vide

8071h Raccord métallique, 9mm diamètre intérieure du tuyau
6-8mm
diamètre intérieure du tuyau



8071f raccord métallique, 11 mm pour couvercle rapide, côté patient



8078b Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
6-7mm



8078 Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
7-9mm



8078a Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
10-12mm



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 39

22235a raccord de vide 9mm lisse pour tube \varnothing 6-8mm, en plastique, non stérile



22235b raccord en plastique vert, droit, 9mm, connexion tuyau 8mm



8071e raccord sécrétion 11mm lisse pour tube \varnothing 7-8mm, en plastique PVC gris,



6.8.2 Valves pour aspiration, vide

13203a Vacuum-stop-valve adulte avec support



13211 Presse-doigt, PVC, stérile Lot N°



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 40

6.8.3 Nipples et raccords pour oxygène, air et flacon humidificateur

100907 Connexion de tuyau O2 avec joint rotateur (U-V), 4x4mm -
Réf.SL 1220-0



100908 FireSafe connexion de tuyau avec valve intégrée avec
fonction de revers
à interrompre le flux de gaz



22235 Raccord pour flacon humidificateur rainuré de 9 mm,
plastique, non stérile
pour tuyau à entonnoir de ø5 à 7 mm



6.8.4 Raccords droit (I) pour tuyau

11081 Connexion tuyau 7x7 pour ø7-10mm polyamide



11081a Connexion de tuyau 4/4 (Polyamid)



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 41

11081c Connexion tuyau 4x7 pour $\varnothing 4.5-5/\varnothing 7-10$ mm, en polyamide



11081d Connexion tuyau 4x7 pour $\varnothing 4.5-5/\varnothing 7-10$ mm

11082a Connexion de tuyau 7/10 (Polyamid)
achat minimum: 10pièces

11181 Connexion tuyau 7x7 pour $\varnothing 7-10$ mm, en polypropylène



11181a Connexion tuyau 4x4 pour $\varnothing 4.5-5$ mm, en polypropylène



11181b Connexion tuyau 12x12 pour $\varnothing 11-12$ mm, en polypropylène

11181c Connexion tuyau 4x7 pour $\varnothing 4.5-5/\varnothing 7-10$ mm, en polypropylène



11182a Connexion tuyau 7x10 pour $\varnothing 7-10/\varnothing 10-14$ mm, en polypropylène



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 42

11182b **Connexion tuyau 10x10 pour ø10-14mm, en polypropylène**



12081 **Connexion de tuyau 7/7 (Akulon) pour ø 7-10mm, I-ø 5.6mm**



12081a **Connexion de tuyau 4/4 (Akulon) pour ø 4.5-7mm, I-ø 3mm**



12081c **Connexion de tuyau 4/7 (Akulon) pour ø 4.5-7mm/7-10mm, I-ø 3mm/5.6mm**



152715 **Connexion de tuyau droit, 9-13mm en PP**
achat minimum: 10pièces

351 **Connexion tuyau pour ø8-9/ø4-9mm, en polypropylène**



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 43

6.8.5 Raccords triple (Y) pour tuyau

11180 Connexion tuyau Y 7x7x7 pour ø6-8mm, en polypropylène



11180a Connexion tuyau Y 11x11x11 pour ø10-11mm, en polypropylène



11180b Connexion tuyau Y 9x9x9 pour ø8-10mm, en polypropylène



11180c Connexion de tuyau Y DM ext.:12mm, DM int.:7mm - droit

11180d Connexion de tuyau Y DM ext.:10mm, DM int.:5.7mm - droit

11180e Connexion tuyau Y AD 6-7mm, ID 4mm



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020
Page 44

6.8.6 Adaptateur

F0025-1 **Adaptateur noir, synthétique, complet pour connexion O2
9/16"**



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 45

6.9 Chariot d'Aspiration

8304 Chariot d'Aspiration (modèle de base) en acier inoxydable, équipé avec

3x rails pour accessoires dont 2x en haut, 1x en bas, pour fixation rail 8x35 (au choix: 10x25, 10x50), des 2 côtés crochets pour tuyaux, sur 4x double-roulettes (2x fonction blocage, 2x antistatique)



8304a Chariot pour bouteilles Anesthésie avec quatre roues, conducteur électrique,

avec deux rails standard (25x10 mm) et un porte-bouteille installé fixe (diamètre 100 mm) et un support supplémentaire. Dimensions: LxHxP: 500x1200x400mm, poids: 7 kg



6.9.1 Accessoires

9016d Système d'aspiration Serres 1-litre pour Universal, Univac, avec bocal, poche de sécrétion et support universel



8070c Poche de sécrétion Monovac 6mm avec sécurité de trop-plein, vert



8070c2 Sachet sécrétion Monovac, 9mm avec filtre hydrophobique - jaune



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020

Page 46

8070b **Bocal 2 litres polysulphone pour poche de sécrétion
Monovac**



8088a **Système d'aspiration pour Universal, avec bocal et poche
Monovac 2-litres,
complet avec support**



4103 **Plateau en alu anodisé, avec 2 supports, dimension 210 x
310mm**



4103c **Plateau en alu anodisé, 210x310mm avec 2 supports pour
rail Carba 8x35mm**



8070c1 **Sachet sécrétion Monovac , 9mm avec sécurité de
trop-plein, bleu**



8088 **Support universel avec profilé T 5x25mm pour bocal de
sécrétion Monovac**



6) Accessoires pour Installations Centrales

13.07.2020
Page 47

8088b Support de rail universel avec T-profil 30x5mm pour
flacons de sécrétion Serres



BZ452100 Support tuyau angulaire pour rail 35x8mm



Sous réserve de modifications techniques et de prix. Les images peuvent différer de l'article