

Insufflateur à usage multiple



Le Insufflateur de Laerdal est un ventilateur portatif auto-gonflant pour les patients nécessitant une assistance respiratoire constante ou temporaire. La ventilation peut être avec ou sans apport supplémentaire en oxygène. Il peut être utilisé pour une ventilation à pression positive et permet une respiration spontanée avec une connexion au masque ou des voies respiratoires artificielles.

Masques de poche PocketMask



Le Masque de poche Laerdal est spécialement conçu pour être utilisé par les sauveteurs professionnels et les premiers intervenants. Il offre une protection supplémentaire pour le sauveteur et la victime. Le masque de poche Laerdal allie une valve unidirectionnelle de faible résistance à un filtre hydrophobe jetable pour empêcher le passage de liquides et de sécrétions.

La distance entre le patient et le sauveteur permet à ce dernier d'observer la couleur des lèvres de la victime, les sécrétions et les mouvements de la poitrine. Un modèle avec entrée d'oxygène facilite l'apport en oxygène supplémentaire aux patients avec respiration spontanée ou non.

Une urgence nécessitant une RCP peut se produire n'importe quand, n'importe où et toucher n'importe qui. Il est bon de savoir que le masque de poche Laerdal est toujours là en cas de besoin. Il peut soit rester dans votre poche, soit être accroché à votre ceinture dans sa nouvelle pochette souple. Il peut vous accompagner partout.

Colliers d'Immobilisation



Tous les colliers cervicaux de la « famille Stifneck » permettent une remarquable immobilisation du rachis. Le choix de la taille, simple et rapide, se fait de la même façon pour tous les modèles. Radio-transparents et compatibles avec l'IRM, les colliers cervicaux Laerdal sont le meilleur choix pour les immobilisations du rachis en urgence.

Laerdal Suction Unit (LSU)



Le LSU est le premier aspirateur caractérisé par auto-diagnostic innovant. Avec un seul bouton, il contrôle indépendamment, par exemple la puissance d'aspiration (maximum et minimum) et l'étanchéité.
Le LSU a un chargeur intégré. La batterie peut être remplacée sans outils.
Pour toute utilisation, aspiration chez l'enfant ou l'adulte, nasale ou orale, en intervention clinique ou situations d'urgence.

Données techniques:

Puissance d'aspiration: 25 litres/min.
Vide: > 500mmHg / 0.66bar
Fonctionnement: batterie/alimentation secteur
Durée de la batterie: >20min

Contenu de la livraison:

Câble réseau, câble de chargeur CC, batterie, 1 tube d'aspiration, 1 bocal Serres, 1 poche d'aspiration Serres (usage unique), manuel utilisateur

Laerdal Compact Suction Unit LCSU 4 avec bocal jetable 300ml



Le LCSU 4 ne pèse que 1,5 kg et offre un débit de 30 LPM. C'est l'outil idéal pour les premiers intervenants et le personnel médical. Le bocal jetable s'encliquète facilement et n'a pas besoin des tuyaux externes qui pourraient ralentir la procédure de secours.

L'affichage à LED et le grand bouton d'actionnement assurent un contrôle optimal et permettent à l'intervenant d'administrer les soins appropriés, même en portant des gants gros.

Données techniques:

Débit élevé / aspiration forte

Vide - max.: 550+ mmHg / 0.73bar

Vide - plage: 50-550+ mmHg / 0.06-0.73bar

Autonomie de la batterie : environ 45 minutes (écoulement libre)

Contenu de la livraison: Tuyau patient 0.9m, bocal jetable 300ml, adapdateur chargeur pour courant alternatif et continu avec câble d'alimentation 230V, batterie, sac de transport (Pas adapte à l'utilisation aérienne).

Mannequins d'entraînement



Depuis plus de 50 ans, Laerdal se consacre à faire progresser les solutions de formation à la RCP pour les utilisateurs débutants et professionnels. Nos modèles de formation réalistes et solides et nos formateurs de compétences ont permis à de nombreux assistants se secours, professionnels de la santé dans les hôpitaux et services d'urgence à long terme d'être bien préparés au travail quotidien ou aux situations d'urgence. Ensemble, nous avons largement contribué à sauver de nombreuses vies et à améliorer les résultats pour les patients.

10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 1

10.1 Insufflateur à usage unique

10.2 Insufflateur à usage multiple

10.2.1 Masques pour Insufflateur

10.2.2 Accessoires pour Insufflateur



10.3 Masques de poche PocketMask



10.4 Colliers d'immobilisation



10.5 Laerdal Suction Unit (LSU)

10.5.1 Accessoires LSU et LCSU

10.5.2 Accessoires LSU usage unique (Serres)

10.5.3 Accessoires LSU usage multiple

10.5.4 Accessoires LCSU 4

10.5.5 Accessoires Spencer Jet



10.6 Mannequins d'entraînement

10.6.1 Sauvetage

10.6.2 Intubation

10.6.3 Intraveineux

10.6.4 ALS – Advanced Life Support – Entraînement ALS

10.6.5 Nettoyage et Désinfection

10.6.6 Pièces détachées voies respiratoires

10.6.7 Pièces détachées

10.6.8 Enumération et Accessoires



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 2

10.1 Insufflateur à usage unique

LA845011 Insufflateur TheBag II adulte, usage unique avec masque N°5 et réservoir

Le insufflateur en silicone Laerdal est un respirateur à gonflage automatique destiné aux patients nécessitant une assistance respiratoire constante ou temporaire. La ventilation peut être avec ou sans oxygénation supplémentaire.

Il peut être utilisé pour la ventilation sous pression et permet une respiration spontanée avec connexion pour masque ou voies respiratoires artificielles.



LA845021 Insufflateur TheBag II enfant, usage unique avec masque N°3 et réservoir

Le insufflateur en silicone Laerdal est un respirateur à gonflage automatique destiné aux patients nécessitant une assistance respiratoire constante ou temporaire. La ventilation peut être avec ou sans oxygénation supplémentaire.

Il peut être utilisé pour la ventilation sous pression et permet une respiration spontanée avec connexion pour masque ou voies respiratoires artificielles.



LA845031 Insufflateur TheBag II nourrisson, usage unique avec masque N°1 et réservoir

Le insufflateur en silicone Laerdal est un respirateur à gonflage automatique destiné aux patients nécessitant une assistance respiratoire constante ou temporaire. La ventilation peut être avec ou sans oxygénation supplémentaire.

Il peut être utilisé pour la ventilation sous pression et permet une respiration spontanée avec connexion pour masque ou voies respiratoires artificielles.



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 3

10.2 Insufflateur à usage multiple

LA870051 Insufflateur avec réservoir O2, pour adulte, 2 masques (n. 3-4, 4-5) inclus

Depuis plus de 35 ans, le réanimateur au silicone de Laerdal s'est imposé comme un leader mondial. Nous proposons un nouveau design et un confort amélioré, tout en maintenant finition, performance et économie exceptionnelles. Les utilisateurs peuvent compter sur cela pendant le service de secours et à l'hôpital.



- Le matériau en silicone est encore plus transparent, assure la restauration rapide de la position neutre du sac et est très résistant, même aux températures extrêmes.
- Une excellente sensation du volume pulmonaire réduit le risque de sur-ventilation.
- Nouvelles tailles: Pour adultes, enfants et bébés prématurés.
- La nouvelle valvule intégrée dans le réservoir d'aspiration pour une alimentation d'oxygène efficace et un nettoyage facile.
- En connectant le masque en silicone Laerdal au renfort de masque multifonctions, on crée un nouveau masque pour une série d'applications différentes.
- Le matériau permet différentes méthodes de nettoyage pour la désinfection et la stérilisation.
- Nouvelle valve de limitation pour modèles pédiatriques et bébés prématurés.
- Toutes les pièces sont sans latex.
- Diverses options de configuration et de stockage disponibles.
- Identification individuelle de votre propre station ou organisation possible.

avec 2 masques (N° 3-4, 4-5) incl.

LA870055 Coffret fenêtré avec Insufflateur adulte avec réservoir O2

avec 2 masques (N°4-5 et N°3-4) incl.



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 4

LA870053 Insufflateur adulte avec réservoir O2, dans coffret

avec 2 masques (N° 3-4, 4-5) incl.



LA870052 Insufflateur adulte avec réservoir O2

avec 1 masque (N° 4-5) incl.



LA850051 Insufflateur Baby avec réservoir O2

avec 2 masques (N° 00, 01) incl.



LA850053 Insufflateur bébé avec réservoir O2, dans coffret

avec 2 masques (N° 00, 01) incl.

LA850055 Insufflateur bébé avec réservoir O2, dans coffret, avec 2 masques (N° 00,01)

avec 2 masques (N° 00,01) incl.

LA860051 Insufflateur enfant avec réservoir O2

avec 2 masques (N° 01, 2, 3-4) incl.



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 5

LA860052 **Insufflateur enfant avec réservoir O2**
avec masque (N° 3-4) incl.

LA860053 **Insufflateur enfant avec réservoir O2, dans coffret**
avec 3 masques (N° 01, 2, 3-4) incl.



LA860055 **Insufflateur enfant avec réservoir O2, dans coffret**
avec 3 masques (N° 01, 2, 3-4) incl.

10.2.1 Masques pour Insufflateur

LA851500 **masque silicone rond N° 00**



LA851600 **masque silicone rond N° 0/1**



LA851700 **masque silicone rond, N°2**



LA860220 **Masque Silicone No.3-4**



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 6

LA870220 Masque Silicone No.4-5



10.2.2 Accessoires pour Insufflateur

5000219 Tube rallonge, tuyau synthétique, 6x9mm (VPE 3mètres)

LA531901 Sac réservoir Oxygène, 2600ml



LA551901 poche réservoir oxygène bébé



LA560200 valve patient adulte complet avec joint jaune et boîtier



LA849000 valve Peep 10 mbar 30mm

LA849001 valve Peep 20 mbar 30mm

LA850500 pièce de connexion pour valve Peep



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 7

LA851200 valve patient 45 mbar avec limitation pression

LA860150 Insufflateur enfant 500ml, silicone, sans valve



LA870110 anneau main pour Resu-insufflateur

LA870120 anneau accrochage pour Resu-insufflateur



LA870150 Insufflateur adulte 1600 ml, silicone, sans valve



LA871000 tuyau rallonge silicone 28cm



LA875400 Valve d'admission standard



10) Programmes de Laerdal

13.07.2020

Page 8

10.3 Masques de poche PocketMask

LA820011 Masque de poche PocketMask pour adulte avec valve et filtre dans l'étui jaune

La conception du masque de poche Laerdal, le filtre et la valve unidirectionnelle sont les caractéristiques de qualité qui offrent une protection optimale pendant la RCP.

En créant un petit espace entre le patient et l'assistant, Pocket Mask rend également plus facile de voir la couleur des lèvres et les mouvements de la poitrine du patient.

Un filtre hydrophobe 3M-Filtrete de haute qualité placé sous une valve à sens unique filtre les impuretés de l'air qui sont transférées entre l'aide et le patient, protégeant ainsi les deux.

Pharmacode: 1535594




LA151201 feuille respiration pour entraînement

Contenu de la livraison: 6 rouleaux à 36 pcs



LA460001 feuille de protection facial 10pcs

1 unité a 10 pièces



LA820410 valve usage unique pour masque de poche



LA820610 filtre pour masque de poche



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 9

**LA830011 Masque de poche adulte avec connexion oxygène, valve
usage unique et filtre**



10) Programmes de Laerdal

13.07.2020

Page 10

10.4 Colliers d'Immobilisation

LA980010

Collier Stifneck Select pour adulte, réglable

Tous les colliers cervicaux de la « famille Stifneck » permettent une remarquable immobilisation du rachis. Le choix de la taille, simple et rapide, se fait de la même façon pour tous les modèles. Radio-transparents et compatibles avec l'IRM, les colliers de Laerdal sont le meilleur choix pour les immobilisations du rachis en urgence.

Pharmacode: 2957736



LA980020

Collier Stifneck Select pour enfant, réglable

Pharmacode: 2957736



LA980100

collier cervical Stifneck Baby No-Neck



LA980200

Collier cervical Stifneck Paediatric, rigide



LA980300

collier cervical Stifneck No-Neck



LA980400

Collier cervical Stifneck Short



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 11

LA980500 Collier cervical Stifneck Regular



LA980600 Collier cervical Stifneck Tall



LA980700 Sacoche bleue pour minerve Stifneck



10) Programmes de Laerdal

13.07.2020

Page 12

10.5 Laerdal Suction Unit (LSU)

LA78000010 Pompe d'Aspiration Laerdal LSU avec bocal 1 litre réutilisable

Le LSU est le premier aspirateur caractérisé par auto-diagnostic innovant. Avec un seul bouton, il contrôle autonomement la puissance d'aspiration (maximum et minimum) et l'étanchéité.

Le LSU a un chargeur intégré. La batterie peut être remplacée sans outils.

Pour toutes les utilisations, aspiration chez l'enfant ou l'adulte, nasale ou orale, en intervention clinique ou situations d'urgence.

Données techniques:

Puissance d'aspiration:	25 litres/min.
Vide:	> 500mmHg / 0.66bar
Fonctionnement:	batterie/alimentation secteur
Durée de la batterie:	>20min



Contenu de la livraison: Câble d'alimentation, câble de chargeur CC, batterie, 1 tube d'aspiration, 1 bocal réutilisable (avec couvercle, flotteur, joint sous vide, joint d'étanchéité), 1 raccordement angulaire, 1 adaptateur pour cathéter d'aspiration, 1 filtre aérosol, manuel utilisateur

LA78003010 Pompe d'Aspiration Laerdal LSU avec poches à usage unique Serres 1 litre

Le LSU est le premier aspirateur caractérisé par auto-diagnostic innovant. Avec un seul bouton, il contrôle autonomement la puissance d'aspiration (maximum et minimum) et l'étanchéité.

Le LSU a un chargeur intégré. La batterie peut être remplacée sans outils.

Pour toutes les utilisations, aspiration chez l'enfant ou l'adulte, nasale ou orale, en intervention clinique ou situations d'urgence.

Données techniques:

Puissance d'aspiration:	25 litres/min.
Vide:	> 500mmHg / 0.66bar
Fonctionnement:	batterie/alimentation secteur
Durée de la batterie:	>20min



Contenu de la livraison: Câble d'alimentation, câble de chargeur CC, batterie, 1 tube d'aspiration, 1 bocal Serres, 1 poches d'aspiration Serres (usage unique), manuel utilisateur

LA780001 Pompe d'Aspiration Laerdal LSU système d'aspiration multiple

mobile, sur statif à 5 rous

LA780002 Pompe d'Aspiration Laerdal LSU système d'aspiration usage unique

1-litre Serres, mobile, sur statif à 5 rous

10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 13

LA88006140 Laerdal Compact Suction Unit LCSU 4 avec bocal jetable 300ml

Le LCSU 4 ne pèse que 1,5 kg et offre un débit de 30 LPM. C'est l'outil idéal pour les premiers intervenants et le personnel médical. Le bocal jetable s'encliquète facilement et n'a pas besoin des tuyaux externes qui pourraient ralentir la procédure de secours.

L'affichage à LED et le grand bouton d'actionnement assurent un contrôle optimal et permettent à l'intervenant d'administrer les soins appropriés, même en portant des gants gros.

Données techniques:

Débit élevé / aspiration forte

Vide - max.: 550+ mmHg / 0.73bar

Vide - plage: 50-550+ mmHg / 0.06-0.73bar

Autonomie de la batterie : environ 45 minutes (écoulement libre)

Contenu de la livraison: Tuyau patient 0.9m, bocal jetable 300ml, adapdateur chargeur pour courant alternatif et continu avec câble d'alimentation 230V, batterie, sac de transport (Pas adapte à l'utilisation aérienne).



LA88005140 Laerdal Compact Suction Unit LCSU 4 avec bocal jetable 800ml

Le LCSU 4 ne pèse que 1,5 kg et offre un débit de 30 LPM. C'est l'outil idéal pour les premiers intervenants et le personnel médical. Le bocal jetable s'encliquète facilement et n'a pas besoin des tuyaux externes qui pourraient ralentir la procédure de secours.

L'affichage à LED et le grand bouton d'actionnement assurent un contrôle optimal et permettent à l'intervenant d'administrer les soins appropriés, même en portant des gants gros.

Données techniques:

Débit élevé / aspiration forte

Vide - max.: 550+ mmHg / 0.73bar

Vide - plage: 50-550+ mmHg / 0.06-0.73bar

Autonomie de la batterie : environ 45 minutes (écoulement libre)

Contenu de la livraison: Tuyau patient 1.8m, tuyau de connexion, bocal jetable 800ml, connexion pour tuyau coté vide, adapdateur chargeur pour courant alternatif et continu avec câble d'alimentation 230V, batterie, support pour bocal 800ml, sac de transport



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 14

SC76100D Aspirateur Spencer Jet Compact 300D, avec bocal à usage unique 300ml

Le Jet Compact est une unité d'aspiration portable et fiable qui élimine les liquides des voies respiratoires. Cet appareil d'aspiration est idéal pour l'utilisation dans des situations d'urgence, pendant le transport ou dans les hôpitaux. Vous serez surpris par la polyvalence et le design compact et léger. L'appareil est silencieux et les vibrations sont réduites au minimum. Il est donc également apprécié dans les hôpitaux et les maisons de retraite. La batterie est facile à remplacer. Dispositif approprié à voler.



- Dimensions LxPxH: 245x70x185 mm
- Poids: 1.6 kg
- Puissance d'aspiration: 27 litres/min.
- Vide: 50 à 550mmHg / 0.06 à 0.73bar
- Fonctionnement: batterie/alimentation secteur

Contenu de la livraison: tube d'aspiration 1m, bocal jetable de 300 ml, chargeur/adaptateur CA/CC avec câble d'alimentation, batterie, manuel utilisateur

10.5.1 Accessoires LSU et LCSU

1301.2100.83 Tuyau d'aspiration (usage unique) CH25, 2.1m, bec non-stéril pour Pompes US d'aspiration et système d'aspiration Serres



2036 Tuyau d'aspiration (usage unique), 2.1m avec bec/presse-doigt, non-stéril pour pompes d'aspiration et système d'aspiration Serres, DI:7mm, DE:10mm



2022 Tuyau silicone 8x14mm (8x3) autoclavable



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 15

HE61150 Câble 1,5m pour LSU



LA650113 Sonde d'aspiration pour tuyau d'aspiration LSU et LCSU
(10pcs)
1 unité a 10 pièces



LA650113E Bec d'aspiration pour tuyau d'aspiration LSU et LPSU
(1pce)



LA770410 tuyau d'aspiration pour LPSU + LSU 150cm



LA780200 DC Câble avec prise voiture



LA780800 Batterie pour Pompe d'aspiration LAERDAL LSU NiMH



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 16

LA782000 Sacoche épaule avec lanière pour LSU



LA782400 Sac portable LSU



LA782600 Support mural 12V pour LSU avec câble 1.5m



LA782620 Support mural pour LSU, pour 230 volts 3.5 m câble



10.5.2 Accessoires LSU usage unique (Serres)

57157 Poche d'aspiration Serres 1-litre, avec jarret pour système usage unique



57308 Conteneur Serres 1 litre, autoclavable, avec jarret, pour système usage unique



10) Programmes de Laerdal

13.07.2020

Page 17

LA781206 Serres connexion vacuum



10.5.3 Accessoires LSU usage multiple

LA781200 Filtre aérosol avec tuyau pour LSU nouvelle version



LA781006 raccord angulaire blanc pour LSU set à 10pcs
1 unité à 10 pièces



LA781016 raccord angulaire blanc pour LSU 1pièce



LA781002 bille flotteur pour LSU (10 pcs)
1 unité à 10 pièces



LA781012 bille flotteur pour LSU (1pce)



10) Programmes de Laerdal

13.07.2020

Page 18

LA780430 support pour bocal réutilisable pour LSU



LA780431 Tuyau filtre 30cm pour LSU



LA781003 Filtre Aérosol pour Pompe LSU version p.ancien modèle



LA784000 Bocal complet à usage multiple avec couvercle, pour LSU



LA784007 connexion jaune pour raccord angulaire du couvercle int. (10 pièces)
1 unité à 10 pièces



LA784007-1 Bouchon vacuum jaune (milieu couvercle) pour LSU



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 19

LA784008 joint intérieur, jaune, silicone, pour Aspirateur LSU
1 unité à 10 pièces



LA784008-1 joint intérieur, silicone, pour couvercle LSU, 1 pce



LA793500 Bocal de rinçage pour aspirateur LSU



10.5.4 Accessoires LCSU 4

LA886100 Récipient à usage unique pour LCSU 4 300ml, avec tuyau patient 90cm



LA886102 Récipient à usage unique 800ml, avec tuyau patient 1,8m et tuyau connexion



LA886104 Récipient à usage unique pour LCSU 4 800ml, avec tuyau patient 1,8m (6 pcs)
1 unité à 6 pièces



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 20

LA886106 Tuyau de connexion pour LCSU4 800ml



LA886107 Filtre pour LCSU4 800ml (10pcs)



LA886111 Chargeur sans câble él. pour LCSU 4



LA886113 Akku pour LCSU 3/4 300/800ml



10.5.5 Accessoires Spencer Jet

SC75001E Récipient usage unique 300ml pour Spencer Jet, avec tuyau d'aspiration

10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 21

10.6 Mannequins d'entraînement

LA20020

Little Anne Q CPR



106-00150

Mini Anne Plus peau claire contenant articles comme suit:



LA10600350 Mini Anne Plus avec peau claire, kit composée de: modèle réutilisable,

1 voie respiratoire, 2 lingettes nettoyantes, 1 pièce faciale, 1 sac de pompage, 1 genouillère



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 22

LA180020 Little Junior



LA50000 Baby Anne avec sac



10.6.1 Sauvetage

LA180011 Resusci Junior avec Skillguide



LA180012 Resusci Junior avec sauvetage en eau



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 23

10.6.2 Intubation

LA250000 Airway Management Trainer Intubation AMT



LA259000 Arbre bronche pour AMT

10.6.3 Intraveineux

LA92101 IV bras, Soft-Pad coude



LA92102 IV bras, Soft-Pad main



LA92103 IV sang artificiel, 250ml



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 24

10.6.4 ALS – Advanced Life Support – Entraînement ALS

LA80015 Laerdal IV jambe ALS Baby



LA80030 Megacode ALS Baby II
(Ref.: 5040029)



LA82305 Pads de remplacement jambe (5 pcs)



LA83310 masque visage pour ALS Baby EKG



10.6.5 Nettoyage et Désinfection

LA152400 Sachet désinfectant (50pcs)



10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 25

10.6.6 Pièces détachées voies respiratoires

LA10610050 Voies respiratoires jetables pour MiniAnne Plus, conditionnement de 50 pc.



LA143700 Voies respiratoires pour Resusci Baby (1 emballage à 24pcs)



LA152250 Unité Aspiration 700-1000ml Resuci Anne 24 pièces



LA183210 voies respiratoires usage unique pour Resusci Junior et Little Junior (25pcs)



LA20300 voies respiratoires usage unique pour Little Anne 24 pcs



LA204100 voies respiratoire usage unique pour Recording Resusci Anne 24 pcs

LA50100 voies respiratoire usage unique pour Baby Anne 24 pcs

10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 26

10.6.7 Pièces détachées

LA143600 masques visage pour Resusci Baby 6 pcs



LA153000 Set de modification système d'hygiène pour Resusci Anne

LA183010 Masque de visage pour Resusci Junioret Little Junior (6 pcs)



LA310210 masque visage pour RA 6 pcs



LA310220 masque visage maquillé 6 pcs



LA50200 masques visage pour Baby Anne 6 pcs

10) Programme de Laerdal

13.07.2020

Page 27

10.6.8 Enumération et Accessoires

LA205000 papier diagramme pour Recording Resusci Anne 5 rouleaux

LA315000 Skillreporter complet "allemand"



LA315050 papier diagramme pour Skillreporter 5 rouleaux



Sous réserve de modifications techniques et de prix. Les images peuvent différer de l'article