

Couvercle à Fermeture Rapide pour système réutilisable



Le couvercle à fermeture rapide Stäubli combine toutes les propriétés avantageuses qu'un tel couvercle peut avoir. Grâce à sa construction très simple en métal léger et en acier inoxydable, il est pratiquement indestructible. Le ressort en acier inoxydable maintient le couvercle bien en place sur le flacon à sécrétions de manière absolument sûre et étanche à l'air. Un poids minimal, une manipulation simple et un nettoyage facile sont d'autres avantages de ce couvercle. Avec le kit Insert Tube Thorax (uniquement pour les couvercles avec une ouverture de 15 mm côté patient) et un bocal d'aspiration de 2 litres, il est facile de construire une chambre de scellé sous eau pour le drainage pleural. Le couvercle à fermeture rapide fait partie d'un système modulaire et peut être combiné en différentes variantes.

Service:

- Les tubes d'aspiration et de sécrétion sont reliés à des raccords de tailles différentes pour une connexion claire.
- Fixation du couvercle: comprimer le ressort de fixation, poser le couvercle, relâcher le ressort.
- Retirer le couvercle: comprimer le ressort, soulever le couvercle, relâcher le ressort.

Données techniques:

Matériel:	Anticorrosion, Acier Inox
Raccordement du vide:	Raccord de 9 mm
Raccordement sécrétion: (Patient):	Raccord de 11 mm ou 15 mm (selon variante)
Joint:	Joint plat en silicone
Sécurité de trop-plein:	Robinet à sphère intégrée
Gewicht:	800g
Poids:	Anodisée / gravée (très facile à nettoyer)
Désinfection:	Les couvercles à fermeture rapide peuvent être insérés dans des désinfectants adéquat ou lavé dans des machines à laver appropriées.

Variantes avec poignée / avec crochets:



Variantes avec poignée

Le flacon de sécrétion est placé dans un support, le couvercle doit être posé sur le flacon

Variations 8071cXX



Variantes avec profil porte-pièce pour rail 8x35mm

Le couvercle est monté sur un profil porte-pièce et le flacon de sécrétion doit être fixé au couvercle

Variations 8071XX



Variantes avec Support Universel

Le couvercle est monté sur un Support Universel (8088) et le flacon de sécrétion doit être fixé au couvercle

Variations 8071kXX avec Support Universel

Variations 8071bXX sans Support Universel

Variantes de raccords côté patient:



11mm
pour tuyau 7-9mm DI
ArtNr: 8071f



15mm
pour tuyau 6-7mm DI
ArtNr: 8078b



15mm
pour tuyau 7-9mm DI
ArtNr: 8078



15mm
pour tuyau 10-12mm DI
ArtNr: 8078a

DI = diamètre intérieur du tuyau

Chambre de scellé sous eau avec couvercle à fermeture rapide:

Insert Tube Thorax

Avec l'Insert Tube Thorax, un couvercle à fermeture rapide et un bocal d'aspiration de 2 litres, il est facile de construire une chambre de scellé sous eau pour le drainage pleural.

ArtNr: 8086 (seulement Insert Tube Thorax)



Couvercle à fermeture rapide avec Insert Tube Thorax

Couvercle à fermeture rapide avec raccord de 9 mm (côté aspiration) et l'Insert Tube Thorax comme sortie côté patient.

ArtNr: 8071w Avec profil porte-pièce pour rail 8x35mm

ArtNr: 8202 Avec Support Universel.

Canules d'aspiration orale, cathéter d'aspiration, curettes



Canules d'aspiration à usage oral

Les canules d'aspiration à utiliser dans l'espace buccal de Max Stäubli AG sont en laiton chromé.

Carquois pour cathéter, gobelet de rinçage, plateaus et paniers pour système ...



Dans notre gamme, nous avons différents plateaux et paniers pour ustensiles pour le système à barre. Selon les besoins du client, ils sont équipés de l'un des systèmes de support suivants:

<p>Support universel</p>	<p>Profil d'accrochage</p>	<p>Profil d'accrochage avec vis de verrouillage</p>

Si nous n'avons rien à offrir qui réponde à vos besoins, il suffit de demander. Nous serions heureux de produire des étagères et des paniers selon les besoins des clients.

Outils de nettoyage



Pistolet de nettoyage à air comprimé en acier inoxydable de haute qualité Autoclavable jusqu'à 134 ° C, adapté au dispositif de nettoyage et de désinfection

Les avantages sont sa résistance à l'eau déminéralisée (froide) ainsi que la possibilité à la fois de traitement avec appareil de nettoyage et désinfection et de stérilisation. Cela signifie que les pistolets peuvent également être utilisés dans la zone propre d'une centrale de stérilisation ou dans un service d'endoscopie.

Le pistolet de nettoyage est l'outil idéal pour le nettoyage des verres, pipettes, seringues, cathéters, cuvettes, canules et autres objets de laboratoire dans les cliniques, les laboratoires et les cabinets médicaux, là où les plus hauts niveaux de propreté et d'hygiène sont requis.

Facile à maintenir

Le pistolet à air comprimé peut être démonté et remonté sans outils. Cela signifie que toutes les pièces peuvent être remplacées sans outils.

Différentes buses pour nombreuses utilisations

Les quatre buses inclus offrent différents modes d'utilisation. À l'aide des buses Luer et Luer Lock, par exemple, les tuyaux avec un raccord Luer peuvent être fixés, puis soufflés et séchés à l'intérieur.

Longueurs de tuyau disponibles: 1, 1,5 et 2 m

11) Accessoires

11.1 Systèmes d'aspiration à usage unique

- 11.1.1 Bocal de sécrétion, poche à usage unique
- 11.1.2 Support pour systèmes d'aspiration à usage unique

11.2 Systèmes d'aspiration réutilisable

- 11.2.1 Bocal de sécrétion réutilisable
- 11.2.2 Support pour systèmes d'aspiration réutilisable

11.3 Couvercle à Fermeture Rapide pour système réutilisable

- 11.3.1 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 4x20mm
- 11.3.2 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm et profil porte-pièce
- 11.3.3 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm, pour Support Universel
- 11.3.4 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm avec Support Universel
- 11.3.5 Couvercle à Fermeture Rapide pour chambre de scellé sous eau
- 11.3.6 Accessoires Couvercle à Fermeture Rapide



11.4 Nipples, raccords, adaptateurs pour tuyau

- 11.4.1 Raccords pour aspiration, vide
- 11.4.2 Valves pour aspiration, vide
- 11.4.3 Nipples et raccords pour oxygène, air et flacon humidificateur
- 11.4.4 Raccords droit (I) pour tuyau
- 11.4.5 Raccords triple (Y) pour tuyau
- 11.4.6 Adaptateur tuyau

11.5 Tuyaux pour systèmes d'aspiration

- 11.5.1 Tuyau confectionné pour aspiration (avec entonnoir, valve, etc)
- 11.5.2 Tuyau en PVC (au mètre)
- 11.5.3 tuyau en silicone (au mètre)

11.6 Canules d'aspiration orale, cathéter d'aspiration, curettes

- 11.6.1 Cathéter d'aspiration
- 11.6.2 Canules d'aspiration orale
- 11.6.3 Curettes



11.7 Filtre antibactérien pour appareils de vide

- 11.7.1 Filtre antibactérien pour régulateur de vide et appareils d'aspiration Stäubli
- 11.7.2 Filtre antibactérien pour appareils d'autres marques

11.8 Sécurité de trop-plein

- 11.8.1 Sécurité de trop-plein pour Universal, Univac, Minivac
- 11.8.2 Sécurité de trop-plein pour régulateur de vide Stäubli

11.9 Lunettes, masques et cathéter pour l'oxygénothérapie

- 11.9.1 Lunettes à oxygène
- 11.9.2 Masques à oxygène
- 11.9.3 Cathéter d'oxygène

11) Accessoires

13.07.2020

Page 2

11.10 Humidificateurs pour l'oxygénothérapie

11.10.1 Bocal humidificateur pour dispensateurs et manodétendeurs

11.10.2 Humidificateur pour concentrateurs d'oxygène

11.10.3 Eau stérile

11.11 Consommables et accessoires pour concentrateurs d'oxygène

11.11.1 NewLife / QuietLife

11.11.2 VisionAire

11.11.3 Kröber O2 et 4.0

11.11.4 EverFlo

11.11.5 Simply Go

11.12 Tuyau à l'entonnoir pour Air et O2

11.13 Nébuliseur pour l'aérosolthérapie

11.13.1 Set nébuliseur, complet

11.13.2 Pièces détachées nébuliseur

11.14 Consommables et accessoires pour humidificateur

11.14.1 Humidificateur en général

11.14.2 Système ouvert

11.14.3 Système fermé

11.14.4 Eau stérile pour humidificateur

11.15 Carquois pour cathéter, gobelet de rinçage, plateaus et paniers pour système à barre

11.15.1 Gobelet de rinçage

11.15.2 Carquois et paniers pour cathéter

11.15.3 Plateau pour rail

11.15.4 Paniers pour rail

11.15.5 Rail pour montage sur tube ou chariot



11.16 Outils de nettoyage



11) Accessoires

13.07.2020

Page 3

11.1 Systèmes d'aspiration à usage unique

11.1.1 Bocal de sécrétion, poche à usage unique

57157 Poche d'aspiration Serres 1-litre, avec jarret pour système usage unique



57557 Poche d'aspiration Serres 1-litre, avec jarret et avec gélifiant intégré pour LSU système usage unique

57308 Conteneur Serres 1 litre, autoclavable, avec jarret, pour système usage unique



9016d Système d'aspiration Serres 1-litre pour Universal, Univac, avec bocal, poche de sécrétion et support universel



57167 Poche d'aspiration Serres 2-litres, avec jarret pour système usage unique

57328 Conteneur Serres 2 litres, autoclavable, avec jarret, pour système usage unique

57587-0 Poche d'aspiration Serres 3-litre, avec jarret 7.2mm et gélifiant intégré

57348 Conteneur Serres 3 litres, autoclavable, avec jarret 7,2mm p.système usage unique

11) Accessoires

13.07.2020

Page 4

8070c Poche de sécrétion Monovac 6mm avec sécurité de trop-plein, vert



8070c2 Sachet sécrétion Monovac , 9mm avec filtre hydrophobique - jaune



8070b Bocal 2 litres polysulphone pour poche de sécrétion Monovac



8088a Système d'aspiration pour Universal, avec bocal et poche Monovac 2-litres, complet avec support



7305D-632 Récipient jetable 800 ml pour Vacu-Aide QSU avec couvercle, filtre antibactérien et tube de raccordement pompe / récipient.



LA886100 Récipient à usage unique pour LCSU 4 300ml, avec tuyau patient 90cm



11) Accessoires

13.07.2020

Page 5

LA886102 Récipient à usage unique 800ml, avec tuyau patient 1,8m et tuyau connexion



LA886104 Récipient à usage unique pour LCSU 4 800ml, avec tuyau patient 1,8m (6 pcs)
1 unité à 6 pièces



SC75001E Récipient usage unique 300ml pour Spencer Jet, avec tuyau d'aspiration

11.1.2 Support pour systèmes d'aspiration à usage unique

8088 Support universel avec profilé T 5x25mm pour bocal de sécrétion Monovac



8088b Support de rail universel avec T-profil 30x5mm pour flacons de sécrétion Serres



8088c Support système Monovac pour Vacuson (Sachet secretions jetable)



11) Accessoires

13.07.2020

Page 6

11.2 Systèmes d'aspiration réutilisable

11.2.1 Bocal de sécrétion réutilisable

8070 Bocal d'aspiration 2 litres en verre



8071b Bocal d'aspiration 2 litres en polypropylène autoclavable



11260 Bocal d'aspiration 3 litres en verre



11265 Bocal d'aspiration 5 litres en verre



13112 Bocal d'aspiration 1 litre en verre pour Minivac



11) Accessoires

13.07.2020

Page 7

13132 **Bocal d'aspiration 2 litres en verre pour bouchon caoutchouc**



4466 **Bocal d'aspiration 4 litres en polysulfon**



7314D-603 **bocal réutilisable 1200ml pour Vacu-Aide QSU avec accessoires**



LA784000 **Bocal complet à usage multiple avec couvercle, pour LSU**



11.2.2 Support pour systèmes d'aspiration réutilisable

8046 **support avec profilé d'accrochage pour rail 8x35 pour bocal 1-litre**

8047 **support pour visser, pour bocal 1-litre**

8050 **Support bocal pour rail 8x35 pour bocal 2-litres**



11) Accessoires

13.07.2020

Page 8

8051 Support bocal pour bocal 2-litres à visser



8052 support bocal pour rail 8x35 pour bocal 3-litres

8053 support bocal pour rail 8x35 pour bocal 5-litres



8061g support bocal pour rail 8x35 pour bocal 4-litres Poly



11) Accessoires

13.07.2020

Page 9

11.3 Couvercle à Fermeture Rapide pour système réutilisable

11.3.1 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 4x20mm

8071c11 Couvercle à fermeture rapide (11mm) compl. avec poigné
4x20mm, avec
2 nipples (8071h+8071f) sans support au rail



8071c15 Couvercle à fermeture rapide (15mm) compl.avec poigné
4x20mm, sans nipples



8071c15a Couvercle à fermeture rapide (15mm) cpl. avec poignée et 2
raccords (8071h +
8078b), sans support au rail



8071c15b Couvercle à fermeture rapide (15 mm) cpl avec poignée et 2
raccord (8071h+8078)



8071c15c Couvercle à fermeture rapide (15 mm) cpl avec poignée et 2
raccord (8071h+8078a)
sans support au rail



11) Accessoires

13.07.2020

Page 10

11.3.2 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm et profil porte-pièce

807111 Couvercle à fermeture rapide (11mm) complet avec poigné et profilé
d'accrochage 8x35mm, avec 2 nipples



807115 couvercle à fermeture rapide (15mm) complet avec support et profilé pour support rail 8x35, sans raccord



807115a Couvercle à fermeture rapide (15mm) complet avec crochet et support au rail



807115c couvercle à fermeture rapide (15mm) complet avec poignée et profilé de support de rail 8x35, avec 2 raccords (8071h + 8078)



807115d couvercle à fermeture rapide (15mm) complet, avec poignée, avec support profilé rail pour rail 8x35, avec 2 raccords (8071h et 8078a)



11) Accessoires

13.07.2020

Page 11

11.3.3 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm, pour Support Universel

8071k11

couvercle à fermeture rapide 11 mm cpl.

avec poignée 5 x 25, avec 2 raccords (8071h + 8071f) sans profilé d'accrochage



8071k15

couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl. avec poignée 5x25mm, sans raccord



8071k15a

couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl. avec poignée 5x25mm, sans support rail,

avec 2 nipples (8071h + 8078b)



8071k15b

couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl.

avec poigné 5 x 25 mm, et 2 nipples (8071h + 8078)



8071k15c

couvercle à fermeture rapide 15 mm cpl.

avec poignée 5 x 25 mm, et 2 nipples (8071h + 8078a)



11) Accessoires

13.07.2020

Page 12

11.3.4 Couvercle à Fermeture Rapide avec poignée 5x25mm avec Support Universel

8071b11

Couvercle à fermeture rapide (11mm)

Couvercle à fermeture rapide (11mm) cpl. avec poignée et support au rail universel avec 2 nippel (8071h + 8071f)



8071b15

Couvercle à fermeture rapide (15mm)

Couvercle à fermeture rapide (15mm) cpl. avec poignée et support au rail universel sans nippel



8071b15a

Couvercle à fermeture rapide (15mm)

Couvercle rapide (15mm) cpl. avec poignée et support au rail universel et 2 nipples (8071h+8078b)



8071b15b

Couvercle à fermeture rapide (15mm)

Couvercle à fermeture rapide (15mm) cpl. avec poignée et support au rail universel et 2 nipples (8071h+8078)



8071b15c

Couvercle à fermeture rapide (15mm) complet, avec poignée, avec support

Universel et avec 2 nipples (8071h+8078a)



11) Accessoires

13.07.2020

Page 13

11.3.5 Couvercle à Fermeture Rapide pour chambre de scellé sous eau

8071w

couvercle à fermeture rapide 15 mm

avec profilé d'accrochage pour rail 8x35 mm, en tant qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique



8200

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec profilé d'accrochage pour rail

8x35mm, en tant qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécrétion 2 litres (verre)



8201

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec profilé d'accrochage pour rail

8x35mm, en tant qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécrétion 2 litres (poly)



8202

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec support de rail universel en tant

qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique



8203

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec support de rail universel en tant

qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécurité 2 litres (verre)



8204

Couvercle à fermeture rapide (15mm) avec support de rail universel en tant

qu'une chambre d'équilibre et qu'une garniture de tube thoracique, avec flacon de sécurité 2 litres (poly)



11) Accessoires

13.07.2020

Page 14

11.3.6 Accessoires Couvercle à Fermeture Rapide

8086 Tube thoracique complet



8099 support au rail universel cpl.
avec T-profil 25x5 pour des appareils avec des glissières 25x5

11) Accessoires

13.07.2020

Page 15

11.4 Nipples, raccords, adaptateurs pour tuyau

11.4.1 Raccords pour aspiration, vide

8071h Raccord métallique, 9mm diamètre intérieure du tuyau
6-8mm
diamètre intérieure du tuyau



8071f raccord métallique, 11 mm pour couvercle rapide, côté patient



8078b Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
6-7mm



8078 Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
7-9mm



8078a Raccord métallique, 15mm diamètre intérieure du tuyau
10-12mm



11) Accessoires

13.07.2020

Page 16

22235a raccord de vide 9mm lisse pour tube \varnothing 6-8mm, en plastique, non stérile



22235b raccord en plastique vert, droit, 9mm, connexion tuyau 8mm



8071e raccord sécrétion 11mm lisse pour tube \varnothing 7-8mm, en plastique PVC gris,



11.4.2 Valves pour aspiration, vide

13203a Vacuum-stop-valve adulte avec support



13211 Presse-doigt, PVC, stérile Lot N°



11) Accessoires

13.07.2020

Page 17

11.4.3 Nipples et raccords pour oxygène, air et flacon humidificateur

100907 Connexion de tuyau O2 avec joint rotateur (U-V), 4x4mm -
Réf.SL 1220-0



100908 FireSafe connexion de tuyau avec valve intégrée avec
fonction de revers
à interrompre le flux de gaz



22235 Raccord pour flacon humidificateur rainuré de 9 mm,
plastique, non stérile
pour tuyau à entonnoir de ø5 à 7 mm



11.4.4 Raccords droit (I) pour tuyau

11081 Connexion tuyau 7x7 pour ø7-10mm polyamide



11081a Connexion de tuyau 4/4 (Polyamid)



11) Accessoires

13.07.2020

Page 18

11081c **Connexion tuyau 4x7 pour \varnothing 4.5-5/ \varnothing 7-10mm, en polyamide**



11081d **Connexion tuyau 4x7 pour \varnothing 4.5-5/ \varnothing 7-10mm**

11082a **Connexion de tuyau 7/10 (Polyamid)**
achat minimum: 10pièces

11181 **Connexion tuyau 7x7 pour \varnothing 7-10mm, en polypropylène**



11181a **Connexion tuyau 4x4 pour \varnothing 4.5-5mm, en polypropylène**



11181b **Connexion tuyau 12x12 pour \varnothing 11-12mm, en polypropylène**

11181c **Connexion tuyau 4x7 pour \varnothing 4.5-5/ \varnothing 7-10mm, en polypropylène**



11182a **Connexion tuyau 7x10 pour \varnothing 7-10/ \varnothing 10-14mm, en polypropylène**



11) Accessoires

13.07.2020

Page 19

11182b **Connexion tuyau 10x10 pour ø10-14mm, en polypropylène**



12081 **Connexion de tuyau 7/7 (Akulon) pour ø 7-10mm, I-ø 5.6mm**



12081a **Connexion de tuyau 4/4 (Akulon) pour ø 4.5-7mm, I-ø 3mm**



12081c **Connexion de tuyau 4/7 (Akulon) pour ø 4.5-7mm/7-10mm, I-ø 3mm/5.6mm**



152715 **Connexion de tuyau droit, 9-13mm en PP**
achat minimum: 10pièces

351 **Connexion tuyau pour ø8-9/ø4-9mm, en polypropylène**



700150630 **Connexion de tuyau synthétique 4/4mm Portex**

11) Accessoires

13.07.2020

Page 20

11.4.5 Raccords triple (Y) pour tuyau


11180 Connexion tuyau Y 7x7x7 pour ø6-8mm, en polypropylène



11180a Connexion tuyau Y 11x11x11 pour ø10-11mm, en polypropylène



11180b Connexion tuyau Y 9x9x9 pour ø8-10mm, en polypropylène



11180c Connexion de tuyau Y DM ext.:12mm, DM int.:7mm - droit

11180d Connexion de tuyau Y DM ext.:10mm, DM int.:5.7mm - droit

11180e Connexion tuyau Y AD 6-7mm, ID 4mm



11) Accessoires

13.07.2020

Page 21

11.4.6 Adaptateur tuyau

22421b Joint pour tuyaux 6mm - Set composé de: Écrou de raccord
G 1/2", O-Ring
et douille de 6mm



22422a Joint pour tuyaux 8mm - Set composé de: Écrou de raccord
G 1/2", O-Ring
et douille de 8mm



22423b Adaptateur kit humidificateur G1/2" pour sortie d'eau stérile
G9/16",
bague d'étanchéité en nylon incluse



F0025-1 Adaptateur noir, synthétique, complet pour connexion O2
9/16"



11) Accessoires

13.07.2020

Page 22

11.5 Tuyaux pour systèmes d'aspiration

11.5.1 Tuyau confectionné pour aspiration (avec entonnoir, valve, etc)

1301.2100.83 Tuyau d'aspiration (usage unique) CH25, 2.1m, bec
US
non-stéril pour Pompes
d'aspiration et système d'aspiration Serres



2036 Tuyau d'aspiration (usage unique), 2.1m avec
bec/presse-doigt, non-stéril
pour pompes d'aspiration et système d'aspiration Serres, DI:7mm, DE:10mm



11.5.2 Tuyau en PVC (au mètre)

2005 Tuyau synthétique, incolore, transparent, 7x11mm



2000 tuyau synthétique, incolore, 3x5mm

2001 tuyau synthétique, incolore, 3x5mm

2002 tuyau synthétique, transparent 5x8mm

2003 tuyau synthétique, pour Lactamat 6x10mm

2004 Tuyau synthétique transparent, 6x12mm

2006 Tuyau synthétique, sans couleur, transparent, pour
chirurgie, 10x15mm

11) Accessoires

13.07.2020

Page 23

2007 Tuyau d'aspiration, curettes, synthétique, transparent, 9x13mm

2010 Tuyau PVC transparent, blanc 8x12/2mm

11.5.3 tuyau en silicone (au mètre)

2018 tuyau silicone autoclavable 2x4mm (2x1)



2020 tuyau silicone autoclavable 5x8mm pour arrivée eau



2021 Tuyau silicone, autoclavable 6x10mm (6x2)



2022 Tuyau silicone 8x14mm (8x3) autoclavable



2023 Tuyau silicone, 10x16mm (10x3) autoclavable



11) Accessoires

13.07.2020

Page 24

2024 **Tuyau silicon autoclavable, pour cloches d'aspiration, 6 x 12**



2025 **Tuyau silicone, 7x11mm (7x2) autoclavable**



2026 **tuyau silicone autoclavable 5x9mm (5x2)**



2027 **Tuyau silicone autoclavable 8x12mm (8x2)**



2028 **tuyau silicone autoclavable 6x9mm (6x1,5)**



2029 **tuyau silicone 7x12mm (7x25) autoclavable**



11) Accessoires

13.07.2020

Page 25

2030 **tuyau silicone autoclavable 9x13mm (9x2)**



2031 **tuyau silicone autoclavable 9x14mm (9x2.5)**



2034 **tuyau silicone autoclavable 9x15mm (9x3mm)**



2035 **tuyau silicon, autoclavable 1,5 x 0,5mm**



11) Accessoires

13.07.2020

Page 26

11.6 Canules d'aspiration orale, cathéter d'aspiration, curettes

11.6.1 Cathéter d'aspiration

24149 sonde d'aspiration droit 2 yeux CH 08 50cm, couleur bleu



24150 sonde d'aspiration droit 2 yeux CH10, 50cm - couleur noir



24150a sonde d'aspiration courbé souple 2 yeux CH10, 50cm -
couleur noir

24150b sonde d'aspiration droit 2 yeux CH10, 28cm - noir -
trachéostoma

24151 sonde d'aspiration droit 2 yeux CH12, 50cm - couleur blanc



24152 sonde d'aspiration droit 2yeux CH14 50cm couleur vert



11) Accessoires

13.07.2020

Page 27

24152a sonde d'aspiration courbé souple 2yeux CH14 50cm
couleur vert



24153 sonde d'aspiration droit 2yeux CH18 50cm couleur rot



24154 sonde d'aspiration droit 2yeux CH16 50cm couleur orange



25154 Sonde d'aspiration droit 2 yeux CH16 50cm, couleur orange



11.6.2 Canules d'aspiration orale

13204 Couplage pour tuyaux avec ø 6-8mm



13205 Canule d'aspiration fine ø2/3mm courbée avec conus,
L=90mm, non stérile



11) Accessoires

13.07.2020

Page 28

13206 Canule d'aspiration grosse $\varnothing 3/5$ mm courbée avec conus,
L=90mm, non stérile



13207 canule d'aspiration grosse $\varnothing 3/5$ mm droite avec conus,
L=95mm, non stérile



13207a canule d'aspiration fine $\varnothing 2/3$ mm droite avec conus,
L=95mm, non stérile



13208 canule d'aspiration grosse 3x4mm, courbée, avec téton
pour tuyau



13209 canule d'aspiration fine, longue $\varnothing 2/3$ mm courbée avec
conus, L=175mm, non stérile



13210 canule d'aspiration grosse, longue $\varnothing 3/5$ mm courbée avec
conus, L=175mm
, non stérile



11) Accessoires

13.07.2020

Page 29

13212 Pièce à main Yankauer 4 yeux 27cm, pointe perforé CH22,
sans contrôle vide



13213 Pièce à main Yankauer 4 yeux 27cm, pointe perforé CH18,
sans contrôle vide



11.6.3 Curettes

6101 curette à usage unique, plastique 8 mm, bleu, (emb.36pcs)



6102 curette à usage unique, plastique 10 mm vert, (emb.36pcs)



6104 curette à usage unique, plastique 12 mm Mediman
(emb.40pcs)

11) Accessoires

13.07.2020

Page 30

11.7 Filtre antibactérien pour appareils de vide

11.7.1 Filtre antibactérien pour régulateur de vide et appareils d'aspiration Stäubli

40000 Filtre bactérien pour appareils d'aspiration



8356 Filtre bactérique diamètre 50 mm boîte à 50 pièces



8356a filtre bactérique diamètre 50



8356b filtre bactérien embrochable TM contenu: 10pcs/tube, Lot N°



11.7.2 Filtre antibactérien pour appareils d'autres marques

LA781200 Filtre aérosol avec tuyau pour LSU nouvelle version



11) Accessoires

13.07.2020

Page 31

7305D-608 **Filtre bactérien pour Vacu-Aide QSU avec bocal réutilisable**



LA781003 **Filtre Aérosol pour Pompe LSU version p.ancien modèle**



11) Accessoires

13.07.2020

Page 32

11.8 Sécurité de trop-plein

11.8.1 Sécurité de trop-plein pour Universal, Univac, Minivac

11101a sécurité trop-plein automatique avec couvercle métallique



11101c1 Sûreté de trop-plein automatique avec couvercle métal.et support au rail



11102 Bocal à visser pour sécurité trop-plein en plastique



8060 Support pour sûreté trop-plein et bocal trop-plein 2,5dl (p.rail 8x35) avec profilé d'accrochage



8061 Support pour sûreté trop-plein et pour bocal trop-plein 2,5 dl (pour visser)



11) Accessoires

13.07.2020

Page 33

11.8.2 Sécurité de trop-plein pour régulateur de vide Stäubli

8352 bocal de sécurité 500 ccm



8356c couvercle alu complet pour flacon sécurité trop-plein



8360 Bocal de sécurité 300 ccm



8391 Sécurité de trop-plein 300ccm, cpl. pour régulateur vide et Venturi, avec
bouteille, couvercle alu, filtre bactérien



8393 sécurité de trop-plein 500ccm compl. pour connexion directe, avec filtre
bactérien, bocal, couvercle en alu



11) Accessoires

13.07.2020

Page 34

11.9 Lunettes, masques et cathéter pour l'oxygénothérapie

11.9.1 Lunettes à oxygène

22125 Lunettes d'oxygènes ELIOS



22126 Lunettes d'oxygène Collier HU1104, adulte tuyau 210cm, Lot N°



22129 Demand lunette O2 SalterLabs, adulte, 2.1m

22130 Lunettes d'oxygènes nasale adulte Softec HU-41820

22131 Lunettes d'oxygènes nasale adulte, coubé Softec, tuyau 2.1m, Salter Labs

22132 Dekubitus protection pour cannules d'oxygène, Salter Labs (pair)
Ref.LiMa 14.10.20.00.2



22133 Lunettes O2 Aeropart adultes avec tuyau de sécurité de 5m et tube nasal droit, clair. Ref.LiMa 14.10.20.00.2



11) Accessoires

13.07.2020

Page 35

11.9.2 Masques à oxygène

22104 Masque d'oxygène pour l'adulte 40-60 % avec tuyau 2.10m, HU41041, Lot N°



22105 Masque oxygène adulte 60-80%, avec tuyau et réservoir HU41007



22106 Masque oxygène enfant HU41042 avec tuyau



22107 Masque oxygène adulte 80-90% avec tuyau et réservoir HU41059



22107b Masque oxygène adulte 80-90% avec tuyau et réservoir HU1059, avec masque non-arrière respiration et avec valve de sécurité



11) Accessoires

13.07.2020

Page 36

11.9.3 Cathéter d'oxygène

22127 cathéter oxygène avec compresse CH10, DM = 3.3mm, L = 40cm (emb.100pcs)



22127a cathéter oxygène avec compresse CH12, DM = 3.3mm, L = 40cm (emb.100pcs)



22128 Cathéter à oxygène, sans compresse

11) Accessoires

13.07.2020

Page 37

11.10 Humidificateurs pour l'oxygénothérapie

11.10.1 Bocal humidificateur pour dispensateurs et manodétendeurs

22230b Bocal humidificateur 500ml, 1/2" avec couvercle en alu et raccord (22235)



22231 Bocal humidificateur 500ml



22239a Tête d'humidificateur avec barboteur complet Alu



11.10.2 Humidificateur pour concentrateurs d'oxygène

1009144 Tubulure oxygène avec 1 connexion pour OXYSTEM et VisionAire, 0,4m



23201 Humidificateur complet pour concentrateur oxygène



11) Accessoires

13.07.2020

Page 38

23201a

**Humidificateur O2 6 à 6l/min (High flow) avec valve
surpression 6 psi**
avec couvercle blanc et entrée 9/16"



11.10.3 Eau stérile

400301

Eau stérile 325ml emballage: 1 carton à 20pièces
Pharmacode: 2955795



11) Accessoires

13.07.2020

Page 39

11.11 Consommables et accessoires pour concentrateurs d'oxygène

11.11.1 NewLife / QuietLife

23210 Filtre anti-poussière pour Concentrateur



11.11.2 VisionAire

FI202-2 Filtre anti poussière côté poignée pour Concentrateur à Oxygène VA (set à 2pcs)



11.11.3 Kröber O2 et 4.0

23210d filtre pour poussière Bunn



5504 Natte de filtration pour vacuomètre



KRO2.02 Coude pour humidificateur Kröber O2 et 4.0



11) Accessoires

13.07.2020

Page 40

11.11.4 EverFlo

23210g **filtre bactérien pour O2 con- centrateur Kröber/Devilbiss O2
AEROvent**
(interne) avec connexions coniques pour 3-6mm



11.11.5 Simply Go

1082662 **Batterie pour SimplyGo**

900-118 **Chargeur pour batterie externe SimplyGo**

11) Accessoires

13.07.2020

Page 41

11.12 Tuyau à l'entonnoir pour Air et O2

20514 Tuyau d'oxygène 2,1m HU41115 Air et O2



20514a Tuyau d'oxygène 4.2m HU41118 Air et O2, Lot N°



20514b Tuyau d'oxygène 7.5m, STAR-LUMEN non-stéril, HU41119
(unité d'emb.25pcs)



20514c Tuyau d'oxygène 9.14m avec 2x connexions (unité
d'emb.20pcs)



20514e Tuyau de connection O2, 15.2m, pour Air et O2, avec 2
connecteurs/Starlumen
HU-41120



11) Accessoires

13.07.2020

Page 42

11.13 Nébuliseur pour l'aérosolthérapie

11.13.1 Set nébuliseur, complet

20513 nébuliseur pour les médicaments avec pièce de bouche et T-pièce HU41897



20515 set nébuliseur avec masque, nébuliseur, tuyau, sortie en bas HU41893

Ref.MiGeL 14.02.01.00.1



20516 set nébuliseur avec pièce bouche, avec pièce T et tuyau, sortie en bas, HU41892



11.13.2 Pièces détachées nébuliseur

20511 pot nébuliseur pour les médicaments



20395 pièce de bouche HK 960



11) Accessoires

13.07.2020
Page 43

20398 T-Adapdateur pour Nébuliseur HU41639



20397 masque d'aérosol, enfant, HK 220



20512 masque d'aérosol, adulte, HU41083



20512b masque de trachéostomie adulte pour aérosol et laryngie-contamination

11) Accessoires

13.07.2020

Page 44

11.14 Consommables et accessoires pour humidificateur

11.14.1 Humidificateur en général

20751 tuyau spirale Patient (90cm)



20770 tuyau spirale p. ventilation/air (30cm)



20751a tuyau spirale, 1 rouleau à 50 mètres pour la découpe (patient/air)

20752 Filtre bactérien pour nébuliseur Lot N°



20785 Natte pour filtre poussière



20728a Chambre nébuliseur avec interrupteur flotteur (sans couvercle), avec oscillateur TU 26x



11) Accessoires

13.07.2020

Page 45

3209 tuyau stérilisé silicone (600x22mm) (tuyau patient)



3218 tuyau stérilisé silicone (300x22mm) (tuyau air)



11.14.2 Système ouvert

20753 système tuyau pour humidificateur air pour système ouvert, composé de:
de tuyau patient (90cm), tuyau alimentation air (30cm), filtre bactérien et Intrafix Air



20754 système tuyau pour humidificateur air pour système ouvert, composé de:
tuyau patient Art.20751 (90cm), tuyau alimentation air Art.20770 (30cm), filtre bactérien Art.20752



20756a Intrafix Air, Set à Infusion pour USV



20778 Couvercle pour chambre Nébuliseur USV complet



11) Accessoires

13.07.2020

Page 46

11.14.3 Système fermé

20803 Kit d'humidification pour DP 100, percutable, avec ligne alimentation eau (1pce)



20804 Kit d'humidification DP100, avec ligne d'alimentation (1 carton à 10pcs)



20754a système tuyau pour humidificateur air pour système fermé complet avec DP

composé de: tuyau patient Art.20751 (90cm), tuyau alimentation air Art.20770 (30cm), filtre bactérien Art.20752, kit humidification DP Art.20803



20798 Anneau/Bague en aluminium pour système eau stérile pour DP100 et USV



11.14.4 Eau stérile pour humidificateur

20755 Eau distillée "AQUA" 2-litres (unité d'emb.:6pcs) prix indiqué 1pce



Bank / Banque: Credit Suisse
CH-8810 Horgen
Konto / Compte: 792 800-31, Cl.-Nr. 4355
IBAN: CH28 0483 8079 2800 3100 0
PC / CCP: 80-12322-0
E-Mail: info@maxstaeubli.ch
Webseite: www.maxstaeubli.ch

MEDIZINISCHE GERÄTE
APPAREILS MÉDICAUX
MEDICAL APPARATUS



Max Stäubli AG

Spätzstrasse 14

8810 Horgen

Telefon: 044 728 80 40

Fax: 044 728 80 41

11) Accessoires

13.07.2020

Page 47

20755b

Eau distillée 1 litre /indice prix :1pce (emb.10pces/carton)



11) Accessoires

13.07.2020

Page 48

11.15 Carquois pour cathéter, gobelet de rinçage, plateaus et paniers pour système à barre

11.15.1 Gobelet de rinçage

4101a Support de rail universel complet avec annulaire pour gobelet de rinçage



4105 Gobelet de rinçage moyen, avec support universel, L=220mm, DM=150mm/85mm



4105a Gobelet de rinçage moyen, sans support U 220x120x85mm



11.15.2 Carquois et paniers pour cathéter

4102 Carquois pour sondes avec support universel, L=500mm, DM=100mm



4102d Carquois pour sondes avec support universel, L=400mm, DM=60mm
socle avec 3 trous à DM 6mm



11) Accessoires

13.07.2020

Page 49

4102f Carquois pour sondes avec support universel, L=500mm,
DM=100mm



4102g Carquois pour sondes avec support universel, L=500mm,
DM=100mm



4106a Panier pour sondes avec crochet pour rail 8x35,
100x75x380mm
en acier inoxydable



4106b Panier pour sondes avec 2 crochets pour rail 8x35,
100x75x480mm
en acier inoxydable



11.15.3 Plateau pour rail

4103 Plateau en alu anodisé, avec 2 supports, dimension 210 x
310mm



4103b Plateau d'ustensiles inoxydable avec support Universel
(240x120x30mm)



11) Accessoires

13.07.2020

Page 50

4103c **Plateau en alu anodisé, 210x310mm avec 2 supports pour rail Carba 8x35mm**



11.15.4 Paniers pour rail

4106f **Panier pour ustensiles avec support uni- versel, fil inoxydable, 190x115/100x80mm**
(UH Art.N°8058e)



4106g **Panier pour ustensiles avec profilé d'accrochage pour rail**
fil inoxydable, 190x115/100x80mm



4106h **Panier pour ustensiles, fil inoxydable, avec profilé d'accrochage et avec vis**
fixation, 190x115/100x80mm



4106i **Panier conique pour ustensiles, fil inoxydable, électro-poli, avec profilé**
pour rail, avec vis de fixation, 300/275 x 115/100 x 80/100mm



4106iUH **Panier conique pour ustensiles, fil inoxydable, électro-poli, avec support universel pour rail, 300/275 x 115/100 x 80/100mm**



11) Accessoires

13.07.2020

Page 51

11.15.5 Rail pour montage sur tube ou chariot

4207 rail ajustable, long, 400 mm



4207k rail ajustable court, 180 mm



11) Accessoires

13.07.2020

Page 52

11.16 Outils de nettoyage

642082002 Pistolet de nettoyage avec air comprimé en acier inox, raccord rapide en acier

inox avec tuyau de 2 m, extrémité libre, démontable sans outils,
autoclavable jusqu'à 134 ° C - classe B jusqu'à 5 bar

Contenu de la livraison: entrée Luer, buse pointue, buse de douche
(bleu), tuyau en tissu PVC avec raccord de pistolet en acier inox et
extrémité de tuyau libre, huile de silicone, capuchon de protection pour
accouplement et ressort de remplacement de piston



Sous réserve de modifications techniques et de prix. Les images peuvent différer de l'article